

Imprimante thermique
YKC-01



- imprimante thermique pour l'impression de valeurs de pesage, de recettes, de nombres de pièces
- 230 V/50 Hz standard UE, de série
- interface de données RS-232 de série
- fonctionnement par bloc d'alimentation
- câble d'interface non inclus

	YKC-01
type papier	papier thermique en rouleau
vitesse impression	300 mm/s
largeur papier	80 mm (rouleau)
caractères/ligne	58 caractères/ligne
dimensions (lxpxh) / poids	125 x 125 x 150 mm
alimentation	230 V, 50 / 60 Hz
interface	RS-232 de série
Imprimantes pour balances	YKC01
accessoires	
rouleau de papier pour imprimante (80 x 60 x 60 mm)	YKC02

Balances d'analyse avec système de pesage Single-Cell
série ACJ

portée

82 à 320 g

KERN

- système de pesée Single-Cell : système de pesée par compensation électromagnétique conçu pour offrir une grande précision, une excellente stabilité et des résultats rapides
- ajustement avec poids interne (automatique et manuel)
- écran LCD 115 x 32 mm
- boîtier fonte d'aluminium et plastique
- plateau de pesée en inox
- chambre de protection en verre



portée	pesée minimale	Lecture	reproductibilité	linéarité	dim. / poids	surface de pesée	référence	Prix HT
							étalonnage interne	
82 g	400 mg	0,0001 g	0,0002 g	± 0,0003 g	174 x 162 x 227 mm/ 7 kg	91 mm	ACJ84	
120 g	400 mg	0,0001 g	0,0002 g	± 0,0003 g	174 x 162 x 227 mm/ 7 kg	91 mm	ACJ104	
220 g	400 mg	0,0001 g	0,0002 g	± 0,0003 g	174 x 162 x 227 mm/ 7 kg	91 mm	ACJ204	
320 g	400 mg	0,0001 g	0,0002 g	± 0,0003 g	174 x 162 x 227 mm/ 7 kg	91 mm	ACJ304	