


Balances d'analyse avec fonctions polyvalentes et écran tactile
série ADT

portée
120 à 220 g **KERN**

- système de pesée compensation de force
- ajustement avec poids interne (automatique)
- écran LCD rétroéclairage 140 x 48 mm
- boîtier plastique ABS
- plateau de pesée en inox
- chambre de protection en verre
- interface RS-232 de série USB-Device
- tension d'entrée bloc d'alimentation 230 V, 50/60 Hz



- protocole BPL
- comptage de pièces
- net-total
- détermination de la densité
- détermination du pourcentage
- unités de mesure commutables
- mesures avec plage de tolérance
- fonction Hold
- pesage sous la balance

portée	pesée minimale	Lecture	reproductibilité	linéarité	dim. / poids	surface de pesée	référence	Prix HT
							étalonnage interne	
120 g	600 mg	0,0001 g	0,0003 g	± 0,0003 g	174 x 162 x 228 mm/ 6 kg	90 mm	ADT104	
220 g	600 mg	0,0001 g	0,0003 g	± 0,0003 g	174 x 162 x 228 mm/ 6 kg	90 mm	ADT204	

Thermobalance haute précision
série DIS

portée
50 g **KERN**

- protocole BPL
- unités de mesure commutables
- mesures avec plage de tolérance



- système de pesée compensation de force
- ajustement avec poids externe
- écran graphique LCD rétroéclairage 132 x 38 mm
- boîtier plastique ABS
- interface RS-232 de série USB-Device
- tension d'entrée bloc d'alimentation 230 V, 50 Hz

portée	pesée minimale	Lecture	reproductibilité	linéarité	dim. / poids	surface de pesée	référence	Prix HT
							étalonnage externe	
50 g	400 mg	0,0001 g	0,0002 g	± 0,0003 g	211 x 342 x 187 mm / 5 kg	95 mm	TB6010	