

Poids individuel, classe E2,
forme bouton
en inox poli

- poids individuel
- classe OIML E2
- forme bouton
- en inox poli
- en accessoires, retrouvez les étuis



2



1

poids	forme	tolérance	réf.	Prix HT
Poids E2 : en inox poli 1				
100 g	bouton	± 0,16 mg	CMX317	
200 g	bouton	± 0,3 mg	CMX318	
accessoires 2				
étui en plastique pour poids individuels 100 g			CMX370	
étui en plastique pour poids individuels 200 g			CMX380	

Jeu de poids, classe E2,
forme bouton
en inox poli



- jeu de poids
- classe OIML E2
- forme bouton
- en inox poli
- boîtier en aluminium : 190 x 130 x 80 mm

poids	forme	réf.	Prix HT
Poids E2 : en inox poli 1			
1 g - 200 g	bouton	CMX346	