



## Cryoboîtes 133 x 133 mm en carton avec revêtement, avec couvercle à bords longs

- boîtes cryogéniques en carton
- revêtement standard hydrofuge ou imperméable
- couvercle à bords longs
- séparateurs en option



modèle	hauteur extérieure	blanc	compatibilité avec séparateurs
		○	hauteur préconisée

### cryoboîtes avec revêtement standard hydrofuge

cryoboîte 133 x 133 x h50 mm	53 mm	NL58110	25 et 30 mm
cryoboîte 133 x 133 x h75mm	78 mm	NL58210	30 et 40 mm

séparateur	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm
9 divisions pour tubes de Ø 41,2 mm	NL21110	NL21210	NL21310
16 divisions pour tubes de Ø 30,8 mm	NL21111	NL21211	NL21311
25 divisions pour tubes de Ø 24,5 mm	NL21112	NL21212	NL21312
36 divisions pour tubes de Ø 20,3 mm	NL21113	NL21213	NL21313
49 divisions pour tubes de Ø 17,3 mm	NL21114	NL21214	NL21314
64 divisions pour tubes de Ø 15 mm	NL21115	NL21215	NL21315
81 divisions pour tubes de Ø 13 mm	NL21116	NL21216	NL21316
100 divisions pour tubes de Ø 12 mm	NL21117	NL21217	NL21317
121 divisions pour tubes de Ø 10,8 mm	NL21118	NL21218	NL21318
144 divisions pour tubes de Ø 9,8 mm	NL21119	NL21219	NL21319
169 divisions pour tubes de Ø 9 mm	NL21120	NL21220	NL21320
196 divisions pour tubes de Ø 8,3 mm	NL21121	NL21221	NL21321
225 divisions pour tubes de Ø 7,7 mm	NL21122	NL21222	NL21322
256 divisions pour tubes de Ø 7,2 mm	NL21123	NL21223	NL21323