

Cryoboîtes pour tubes à centrifuger en carton

16 36
tubes 15 à 50 ml

- pour tubes à centrifuger 15 ml Ø17x120mm
et tubes à centrifuger 50 ml Ø30x115mm



capacité	dimensions (lxpxh)	blanc	bleu	rouge	jaune	orange	vert	Prix HT
		○	●	●	●	●	●	
36 tubes 15 ml	150 x 150 x 122 mm	CT5030	CT6030	CT6031	CT6032	CT6033	CT6034	l'unité
16 tubes 50 ml	150 x 150 x 122 mm	CT5031	CT6035	CT6036	CT6037	CT6038	CT6039	l'unité

Cryoboîtes en carton

64 81 100
tubes 2 à 3 ml



- cryoboîtes pour cryotubes 2 ml et 3 ml

capacité	dimensions (lxpxh)	blanc	bleu	rouge	jaune	orange	vert	Prix HT
		○	●	●	●	●	●	
64 cryotubes (8 x 8)	134 x 134 x 51 mm	CT5020	CT6040	CT6050	CT6060	CT6070	CT6080	l'unité
81 cryotubes (9 x 9)	134 x 134 x 51 mm	CT5021	CT6041	CT6051	CT6061	CT6071	CT6081	l'unité
100 cryotubes (10 x 10)	134 x 134 x 51 mm	CT5022	CT6042	CT6052	CT6062	CT6072	CT6082	l'unité
64 cryotubes (8 x 8)	134 x 134 x 76 mm	CT5023	CT6043	CT6053	CT6063	CT6073	CT6083	l'unité
81 cryotubes (9 x 9)	134 x 134 x 76 mm	CT5024	CT6044	CT6054	CT6064	CT6074	CT6084	l'unité
100 cryotubes (10 x 10)	134 x 134 x 76 mm	CT5025	CT6045	CT6055	CT6065	CT6075	CT6085	l'unité