

1

- racks livrés sans boîtes
- pour tout type de boîtes cryogéniques
- pour tout congélateur basse température

CRYOGÉNIE

Racks de rangement à tiroirs accès par le dessus

- en acier inoxydable
- tiroirs coulissants
- pour boîtes hauteur 36 ou 52 mm
- 4 boîtes / tiroir
- accès aux boîtes par le dessus
- poignées filantes
- étiquettes colorées sur chaque tiroir
- pour boîtes 133 x 133 x h36 mm ou 133 x 133 x h52 mm



1

capacité	tiroirs	dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
pour boîtes hauteur 36 mm				
24 boîtes (6 x 4)	6 tiroirs	564 x 141 x h245 mm	BL1150	
pour boîtes hauteur 52 mm				
16 boîtes (4 x 4)	4 tiroirs	564 x 141 x h229 mm	BL1160	
20 boîtes (5 x 4)	5 tiroirs	564 x 141 x h285 mm	BL1161	1
24 boîtes (6 x 4)	6 tiroirs	564 x 141 x h341 mm	BL1162	
25 boîtes (5 x 5)	5 tiroirs	675 x 140 x h290 mm	BL1163	

Racks de rangement à tiroirs accès latéral

- en acier inoxydable
- tiroirs coulissants avec poignée
- capacité 3 ou 4 boîtes / tiroir
- accès aux boîtes par le côté
- étiquettes colorées sur chaque tiroir
- pour boîtes 133 x 133 x h52 mm




1

capacité	tiroirs	dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
pour boîtes hauteur 52 mm				
12 boîtes (4 x 3)	4 tiroirs	420 x 140 x h240 mm	BL1164	
15 boîtes (5 x 3)	5 tiroirs	420 x 140 x h300 mm	BL1165	
16 boîtes (4 x 4)	4 tiroirs	560 x 140 x h240 mm	BL1174	
20 boîtes (5 x 4)	5 tiroirs	560 x 140 x h300 mm	BL1175	1
25 boîtes (5 x 5)	5 tiroirs	700 x 140 x h300 mm	BL1176	

Racks de rangement horizontaux accès latéral

- en acier inoxydable
- pour boîtes hauteur 36 ou 52 mm
- 3 à 5 boîtes par niveau
- poignée et étiquette d'identification
- pour boîtes 133 x 133 x h36 mm ou 133 x 133 x h52 mm



1

capacité	niveaux	dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
pour boîtes hauteur 36 mm				
18 boîtes (6 x 3)	6 niveaux	137 x 560 x h244 mm	BL1200	
20 boîtes (5 x 4)	5 niveaux	137 x 560 x h204 mm	BL1201	
21 boîtes (7 x 3)	7 niveaux	137 x 560 x h284 mm	BL1202	
24 boîtes (6 x 4)	6 niveaux	137 x 560 x h244 mm	BL1203	
28 boîtes (7 x 4)	7 niveaux	137 x 560 x h284 mm	BL1204	
32 boîtes (8 x 4)	8 niveaux	137 x 560 x h315 mm	BL1205	
pour boîtes hauteur 52 mm				
12 boîtes (4 x 3)	4 niveaux	137 x 422 x h229 mm	BL1206	
15 boîtes (5 x 3)	5 niveaux	137 x 422 x h284 mm	BL1207	
16 boîtes (4 x 4)	4 niveaux	137 x 560 x h229 mm	BL1208	
20 boîtes (5 x 4)	5 niveaux	137 x 560 x h284 mm	BL1209	1
24 boîtes (6 x 4)	6 niveaux	137 x 560 x h339 mm	BL1210	
30 boîtes (6 x 5)	6 niveaux	137 x 700 x h339 mm	BL1211	

Racks pour rangement horizontal à tiroirs extractibles

- en acier inoxydable 304L
- température : jusqu'à -196°C
- tiroirs extractibles pour faciliter la manipulation des boîtes cryogéniques



capacité	dim. (lxpxh)	réf	Prix HT
pour boîtes hauteur 75 mm			
6 (2x3)	140x424x160	BP24262	
8 (2x4)	140x562x160	BP24272	
9 (3x3)	140x424x239	BP24264	
10 (2x5)	140x683x140	BP24284	
12 (3x4)	140x562x239	BP24274	
12 (4x3)	140x424x319	BP24266	
15 (3x5)	140x683x239	BP24286	
16 (4x4)	140x562x319	BP24276	
20 (4x5)	140x683x319	BP24288	
20 (5x4)	140x562x398	BP24278	
pour boîtes hauteur 100 mm			
6 (2x3)	140x424x210	BP24294	
8 (2x4)	140x562x210	BP24302	
9 (3x3)	140x424x314	BP24296	
10 (2x5)	140x683x210	BP24310	
12 (3x4)	140x562x314	BP24304	
15 (3x5)	140x683x314	BP24312	
pour boîtes hauteur 50 mm			
9 (3x3)	140x424x167	BP24220	
12 (3x4)	140x532x167	BP24230	
12 (4x3)	140x424x223	BP24222	
15 (3x5)	140x683x167	BP24250	
15 (5x3)	140x424x278	BP24224	
16 (4x4)	140x562x223	BP24232	
20 (4x5)	140x683x223	BP24252	
20 (5x4)	140x562x278	BP24234	
24 (6x4)	140x562x334	BP24236	
25 (5x5)	140x683x278	BP24254	
28 (7x4)	140x562x389	BP24238	
30 (6x5)	140x683x334	BP24256	