

BOÎTES DE PÉTRI EN VERRE

Boîtes de Pétri en verre borosilicaté 3.3



- excellente planéité
- exemptes de bulles et d'inclusions


| dim. (Ø x h) | référence | Prix HT |
|--------------|----------------|---------|
| Ø40x12mm | FS70500 les 18 | |
| Ø50x12mm | FS70502 les 18 | |
| Ø60x12mm | FS70504 les 18 | |
| Ø60x15mm | FS70506 les 18 | |
| Ø70x15mm | FS70507 les 18 | |
| Ø80x15mm | FS70508 les 18 | |
| Ø90x15mm | FS70509 les 18 | |
| Ø100x10mm | FS70511 les 18 | |
| Ø100x15mm | FS70513 les 18 | |
| Ø100x20mm | FS70510 les 18 | |
| Ø120x20mm | FS70512 les 18 | |
| Ø150x25mm | FS70515 les 18 | |
| Ø180x30mm | FS70516 les 10 | |
| Ø200x30mm | FS70517 les 10 | |

Boîtes de Pétri en verre sodocalcique



| dim. (Ø x h) | référence | Prix HT |
|---------------|---------------|---------|
| Ø 40 x 12 mm | TD4215 les 20 | |
| Ø 60 x 15 mm | TD4216 les 20 | |
| Ø 80 x 15 mm | TD4217 les 20 | |
| Ø 90 x 15 mm | TD4218 les 20 | |
| Ø 100 x 15 mm | TD4220 les 20 | |
| Ø 100 x 20 mm | TD4221 les 20 | |
| Ø 120 x 20 mm | TD4222 les 20 | |
| Ø 150 x 25 mm | TD4223 les 6 | |
| Ø 180 x 30 mm | TD4224 les 6 | |
| Ø 200 x 30 mm | TD4225 les 6 | |
| Ø 200 x 50 mm | TD4226 les 6 | |

Boîtes de Pétri en verre sodocalcique



| dim. (Ø x h) | référence | Prix HT |
|--------------|---------------|---------|
| Ø40x12mm | GW2924 les 10 | |
| Ø60x15mm | GW2925 les 10 | |
| Ø80x15mm | GW2926 les 10 | |
| Ø90x15mm | GW2927 les 10 | |
| Ø100x10mm | GW2928 les 10 | |
| Ø100x15mm | GW2929 les 10 | |
| Ø100x20mm | GW2930 les 10 | |
| Ø120x20mm | GW2931 les 10 | |
| Ø150x25mm | GW2932 les 10 | |
| Ø180x30mm | GW2933 les 10 | |
| Ø200x30mm | GW2934 les 10 | |

Boîtes de Pétri en verre sodocalcique



- en verre sodocalcique de troisième classe hydrolytique
- exempt de cadmium et de plomb
- partie inférieure et couvercle très plat pour l'étalement uniforme des milieux nutritifs et liquides
- distorsions optiques minimisées
- stérilisables jusqu'à +121°C

| dim. (Ø x h) | référence | Prix HT |
|---------------|----------------|---------|
| Ø 60 x 15 mm | MR3351 les 144 | |
| Ø 80 x 15 mm | MR3352 les 144 | |
| Ø 100 x 20 mm | MR3354 les 72 | |
| Ø 120 x 20 mm | MR3355 les 72 | |
| Ø 150 x 25 mm | MR3356 les 72 | |
| Ø 180 x 30 mm | MR3357 les 10 | |
| Ø 200 x 30 mm | MR3358 les 10 | |