

Boîtes de Petri **stériles** bord intérieur antidérapant

PLASTIQUE
polystyrène



1



2

- en polystyrène
- stériles
- couvercle
- bord extérieur antidérapant
- traitement de surface par plasma sous vide
- sans DNase, RNase ni ADN humain

dim. (Ø x h)	surface	volume	poignée externe	référence	Prix HT
matières premières importées, surface traitée					
Ø 35 x 10 mm	9,40 cm ²	3 ml	Oui 1	BL3200	les 500
Ø 60 x 15 mm	21,50 cm ²	5 ml	Oui 1	BL3201	les 500
Ø 90 x 20 mm	57,50 cm ²	12,50 ml	Non 2	BL3202	les 200
Ø 150 x 25 mm	148 cm ²	35 ml	Non 2	BL3203	les 120
matières premières nationales, surface traitée					
Ø 35 x 10 mm	8,8 cm ²	3 ml	Oui 1	BL3400	les 500
Ø 60 x 15 mm	21,5 cm ²	5 ml	Oui 1	BL3401	les 500
Ø 100 x 20 mm	56,7 cm ²	12,50 ml	Non 2	BL3402	les 200
Ø 150 x 25 mm	145 cm ²	35 ml	Non 2	BL3403	les 120
matières premières nationales, surface non-traitée					
Ø 35 x 10 mm	8,8 cm ²	3 ml	Oui 1	BL3410	les 500
Ø 60 x 15 mm	21,5 cm ²	5 ml	Oui 1	BL3411	les 500
Ø 100 x 20 mm	56,7 cm ²	12,50 ml	Non 2	BL3412	les 200
Ø 150 x 25 mm	145 cm ²	35 ml	Non 2	BL3413	les 120

Boîtes de Petri **stériles** avec couvercle ventilé

PLASTIQUE
polystyrène



- en polystyrène
- stériles
- couvercle ventilé
- sans DNase, RNase ni ADN humain

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 60 x 15 mm	BL3310	les 500
Ø 90 x 15 mm	BL3311	les 500
Ø 90 x 17 mm	BL3313	les 500
Ø 150 x 15 mm	BL3312	les 200