

BOÎTES DE RANGEMENT

Boîtes hermétiques translucides avec couvercle bleu



- boîtes transparentes en PP
- couvercle souple bleu en PEBD
- empilables
- température d'utilisation de -20°C à +90°C

capacité	dim. int. (Lxlp)	dim.ext. (Lxlp)	poids	référence	Prix HT
0,4 litre	110 x 84 x h55 mm	128 x 90 x h60 mm	0,05 kg	GL1530	
0,8 litre	135 x 95 x h55 mm	150 x 105 x h60 mm	0,08 kg	GL1531	
1,2 litres	161 x 118 x h75 mm	175 x 125 x h80 mm	0,12 kg	GL1532	
2 litres	195 x 140 x h90 mm	200 x 145 x h95 mm	0,18 kg	GL1533	
4 litres	245 x 180 x h118 mm	225 x 190 x h130 mm	0,32 kg	GL1534	
8 litres	300 x 220 x h145 mm	300 x 220 x h150 mm	0,41 kg	GL1535	

Boîtes hermétiques translucides en HDPE



- boîtes transparentes en polyéthylène haute densité
- couvercle clipsable étanche à l'air
- idéales pour stockage, transport et conservation de matériaux, échantillons ou consommables en laboratoire
- température d'utilisation jusqu'à -50°C

capacité	dim.ext. (Lxlp)	poids	référence	Prix HT
1 litre	100 x 100 x h125 mm	0,09 kg	AZ1571005	
1 litre	210 x 100 x h65 mm	0,12 kg	AZ1571001	
2 litres	210 x 210 x h90 mm	0,28 kg	AZ1571003	