

BOÎTES À GANTS

Mini boîte à gants

34 litres

- construction châssis et glissières en aluminium
- parois en PMMA
- 4 pieds antidérapants en caoutchouc
- résistance à la température : -20°C à 70°C
- les ports à Iris peuvent être facilement échangés par de simples gants par des ports de Ø 190 mm pour une fermeture étanche



capacité	34 litres
dim. int. (lpxh)	290 x 390 x h390 mm
dim. extérieures	300 x 400 x h400 mm
ouverture de travail	Ø 190 mm pour les gants
plaque de base	verre acrylique
poids	5,7 kg
Boîte à gante	DES2910