

Capuchon plastique fileté
avec prise pour thermomètre



- en plastique PBT
- prise pour thermomètre

dimension	référence	Prix HT
13 mm	SW1240 l'unité	
20 mm	SW1241 les 5	

Bouchon en verre
14/10



- en verre

col	référence	Prix HT
14/10	SW1250 les 5	

Film de fermeture
PARAFILM® M



Le PARAFILM® M s'étire à
200 %



- le film d'étanchéité ne contient aucun plastifiant et se compose principalement de polyoléfines et de cires de paraffine
- respecte les dispositions de la FDA (Food and Drug Administration) américaine en cas d'usage sous 55 °C et de conformité aux GMP (Good Manufacturing Practice)
- plage de température (usage continu) : -45 °C à +50 °C
- résiste 48 h à de nombreuses substances polaires comme les solutions salines, acides inorganiques et solutions alcalines. Une certaine fragilité peut apparaître au-delà de cette période

largeur	longueur	référence	Prix HT
5 cm	75 m	BD6390	
50 cm	15 m	BD6391	
10 cm	38 m	BD6392	
10 cm	75 m	BD6393	