

Adaptateurs filetés 3/4"
LaboPlast



• les adaptateurs disposent
d'un filetage extérieur R 3/4"

filetage de sortie	filetage d'alimentation	couleur	matériau	référence	Prix HT
22 x 4 mm (Hünersd)	G 3/4 "	rouge	PP	UB0600 [1]	
20 x 4 mm (Kautex)	G 3/4 "	bleu	PP	UB0601 [2]	
G 3/4"	G 3/4 "	noir	PP	UB0602 [3]	
R 3/4"	G 3/4 "	vert	PP	UB0603 [4]	
S 56 X 4 mm (Tri-Sure)	G 3/4 "	vert/blanc	PP/PE	UB0604 [5]	
S 70 X 6 mm (mauser)	G 3/4 "	vert/blanc	PP/PE	UB0605	
G 2"	G 3/4 "	vert/blanc	PP/PE	UB0606	
G 3/4 "	-	gris	PVC	B05014 [6]	
Clé hexagonale	-	bleu	PP	UB0607 [7]	

Set d'adaptateurs filetés G 2"
en polypropylène



• en polypropylène
• 4 pièces

filetage de sortie	filetage d'alimentation	référence	Prix HT
S 56 X 4 mm (Tri-Sure)	G 2 "	UB0610	
S 70 X 6 mm (mauser)	G 2 "		
S 61 X 6 mm	G 2 "		
S 71 X 6 mm	G 2 "		

Capuchons plats
pour tubes pour urine
en PE



• en polyéthylène
• pour tubes urinaires 12 ml

dimension	couleur	référence	Prix HT
Ø 13 mm	bleu	FLM0791 les 500	
Ø 13 mm	jaune	FLM0792 les 500	
Ø 13 mm	rouge	FLM0793 les 500	

Joint d'étanchéité plats
en PE



• en polyéthylène transparent

dimension	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	filetage externe		filetage interne	
1/2"	UB6000	les 10	UB6004	les 10
3/4"	UB6001	les 10	UB6005	les 10
1"	UB6002	les 10	UB6006	les 10
2"	UB6003	les 10	-	