


JointS coniques en caoutchouc pour entonnoirs filtrants



Ø ext.haut	Ø ext.bas	hauteur	référence	Prix HT
Ø 21 mm	Ø 11 mm	21 mm	GW1370	
Ø 27 mm	Ø 16 mm	22 mm	GW1371	
Ø 37 mm	Ø 22 mm	25 mm	GW1372	
Ø 46 mm	Ø 29 mm	29 mm	GW1373	
Ø 58 mm	Ø 38 mm	35 mm	GW1374	
Ø 69 mm	Ø 60 mm	40 mm	GW1375	
Ø 86 mm	Ø 75 mm	45 mm	GW1376	

• en caoutchouc