

Bouchons cellulés LMR® prêts à l'emploi

- stérilisables jusqu'à +200°C
- perméables à l'air
- obturation parfaite
- culture en aérobie
- économiques
- usage unique


Retrouvez la forme de chaque bouchon sur notre site internet

www.labomoderne.com

BC4

Échantillons gratuits sur demande

Indiquez-nous les diamètres et formes qui vous conviennent, nous vous ferons parvenir les bouchons s'adaptant au mieux à vos tubes ou autres récipients.



pour tube Ø int.	dimensions (mm) Ø inf. / Ø sup. / haut.		référence	Prix HT
Ø 6,5 à 7 mm		h 28,5 mm	BC4 les 1000	
Ø 4,5 à 6,5 mm		h 29,5 mm	BC5 les 1000	
Ø 5,5 à 6,5 mm		h 33 mm	BC5S les 1000	
Ø 6,5 à 7,5 mm		h 27,5 mm	BC6 les 1000	
Ø 8,5 à 9,5 mm		h 29,5 mm	BC7 les 1000	
Ø 7,5 à 8,5 mm		h 33 mm	BC7D les 1000	
Ø 9,5 mm		h 29,5 mm	BC8 les 1000	
Ø 7,5 à 10,5 mm		h 29,5 mm	BC8CC les 1800	
Ø 10,5 à 11,5 mm		h 29,5 mm	BC9 les 2000	
Ø 9 à 10,5 mm		h 30 mm	BC9CC les 2000	
Ø 8,5 à 10,2 mm		h 23 mm	BC9K les 1000	
Ø 7 à 9,5 mm		h 27,5 mm	BC9D les 1000	
Ø 9,5 à 11,5 mm		h 31,5 mm	BC10 les 1000	
Ø 12 à 14,5 mm		h 39,5 mm	BC11 les 1000	
Ø 11,5 à 13,5 mm		h 30 mm	BC12 les 1000	
Ø 11,5 à 13 mm		h 31,5 mm	BC12CC les 1000	
Ø 10,5 à 12,5 mm		h 26 mm	BC12.5 les 1000	
Ø 12,5 à 14,5 mm		h 36 mm	BC13 les 1000	
Ø 12,5 à 13,5 mm		h 36 mm	BC13H les 1000	
Ø 13,5 à 14,5 mm		h 32,5 mm	BC13.5CC les 1000	
Ø 13 à 14,5 mm		h 39 mm	BC14 les 1000	
Ø 12 à 14 mm		h 35,5 mm	BC14CC les 1000	
Ø 11,5 à 13 mm		h 35,5 mm	BC14D les 1000	
Ø 14 à 16 mm		h 54 mm	BC14CAP les 1000	
Ø 12 à 14,5 mm		h 54 mm	BC14DL les 1000	
Ø 14 à 16 mm		h 35 mm	BC14.5 les 1000	
Ø 13,5 à 15,5 mm		h 37,5 mm	BC15 les 1000	
Ø 14 à 16,5 mm		h 37,5 mm	BC15CC les 1000	
Ø 14,5 à 15,5 mm		h 45 mm	BC15PB les 1000	
Ø 14,7 à 15,5 mm		h 46 mm	BC15P les 1000	
Ø 13,5 à 16 mm		h 38 mm	BC15D les 1000	
Ø 15,5 à 17 mm		h 36 mm	BC15E les 1000	
Ø 14 à 16,5 mm		h 36 mm	BC15DD les 1000	

pour tube Ø int.	dimensions (mm) Ø inf. / Ø sup. / haut.		référence	Prix HT
Ø 16,5 à 18 mm		h 38,5 mm	BC16 les 1000	
Ø 13 à 16 mm		h 38 mm	BC17 les 1000	
Ø 17,5 à 18,5 mm		h 36 mm	BC18 les 1000	
Ø 17,5 à 19,5 mm		h 37 mm	BC18CC les 1000	
Ø 17,5 à 19,5 mm		h 36 mm	BC18D les 1000	
Ø 17 à 19 mm		h 37 mm	BC18DL les 1000	
Ø 19 à 22 mm		h 43,5 mm	BC19 les 1000	
Ø 20,5 à 22,5 mm		h 42 mm	BC20E les 400	
Ø 20,5 à 22 mm		h 42 mm	BC20 les 1000	
Ø 19 à 22,5 mm		h 39 mm	BC20CC les 2500	
Ø 20,5 à 22,5 mm		h 31,5 mm	BC20A les 1000	
Ø 17,5 à 21,5 mm		h 42,5 mm	BC21.5 les 1000	
Ø 21,5 à 23 mm		h 32 mm	BC22 les 1000	
Ø 22 à 24 mm		h 45 mm	BC22DL les 1000	
Ø 25 à 27 mm		h 40 mm	BC23.5CC les 1000	
Ø 26 à 27 mm		h 40 mm	BC26 les 1000	
Ø 27 à 32,5 mm		h 51,5 mm	BC27 les 1000	
Ø 29,5 à 31 mm		h 60,5 mm	BC29 les 1000	
Ø 29 à 30 mm		h 38,5 mm	BC29A les 1000	
Ø 26 à 27 mm		h 30 mm	BC29K les 1000	
Ø 32,5 à 35 mm		h 62,5 mm	BC32 les 800	
Ø 32 à 33 mm		h 55,5 mm	BC32CC les 750	
Ø 30 à 32,5 mm		h 55 mm	BC32PD les 750	
Ø 33,5 à 36,5 mm		h 62,5 mm	BC34 les 750	
Ø 35,5 à 39,5 mm		h 59,5 mm	BC36 les 600	
Ø 37,5 à 41,5 mm		h 57,5 mm	BC37 les 600	
Ø 40 à 43,5 mm		h 62,5 mm	BC38 les 500	
Ø 42 à 46,5 mm		h 51,5 mm	BC40CC les 500	
Ø 47 à 48 mm		h 64,5 mm	BC45CC les 300	
Ø 57 à 60 mm		h 70 mm	BC60CC les 200	
Ø 26 à 30 mm		h 70 mm	BCM les 800	
Ø 25,5 à 29 mm		h 43 mm	BCM23 les 250	

* le diamètre intermédiaire a été mesuré au niveau de l'angle du bouchon