

Billes en agate



dimensions	référence	Prix HT
Ø 7 mm	AZ1251021	l'unité
Ø 10 mm	AZ1251001	l'unité
Ø 20 mm	AZ1251020	l'unité

Mortiers en porcelaine



- en porcelaine
- extérieur émaillé, intérieur rugueux
- résistants aux acides et aux températures élevées jusqu'à +1350 °C
- idéaux pour le broyage et le mélange d'échantillons

capacité	dim. (Ø x h)	émaillés
70 ml	Ø 63 x 41 mm	AZ1451011
500 ml	Ø 139 x 82 mm	AZ1451050
650 ml	Ø 150 x 90 mm	AZ1451036