

Statifs en PP
tige en acier chromé

Kartell


- base stable en polypropylène
- tige centrale ou latérale, suivant modèle
- statifs livrés avec 2 tiges en acier chromé Ø12 mm x 25 cm, vis-sables l'une sur l'autre, permettant d'obtenir deux hauteurs différentes, 25 ou 50 cm
- tige supplémentaire en option



tige	base	référence	Prix HT
centrale	290 x 147 x h14 mm	VA1962	
latérale	290 x 147 x h14 mm	VA1964	
tige supplémentaire			
Tige Ø 12 mm x 25 cm		VA1960	

Pince pour burette
revêtement plastifié


USBECK



- zinc moulé
- plaqué au nickel
- revêtement plastifié
- capacité de serrage : 0 – 40 mm

application	poids	référence	Prix HT
pour 1 burette	180 g	BC2841	
pour 2 burettes	270 g	BC2842	

Pince pour burettes
en alliage léger



- burettes solidement maintenues par des rouleaux de blocage en laiton
- pince en alliage léger peint, ressort de compression en acier
- pour tiges jusqu'à Ø 12 mm
- longueur 210 mm
- pour burettes Ø 0-20 mm

référence	Prix HT
OML410 Pince pour 2 burettes	

Pincettes pour burettes
en polypropylène

Kartell



- en polypropylène
- capacité 1 ou 2 burettes, suivant modèle
- caoutchouc pour le blocage des burettes
- les points de fixation ne couvrent pas la graduation, le ménisque reste visible sur toute la longueur de la burette
- ressort en acier inox.
- se fixent sur statif Ø 8 à 14 mm
- livrés avec une vis de fixation, sans statif

Référence	Prix HT
VA1940 Pince pour 1 burette, les 5	
VA1950 Pince pour 2 burettes	

Pince pour burette
support à rouleaux

USBECK



- aluminium moulé
- capacité de serrage: 0 – 20 mm

application	poids	référence	Prix HT
pour 1 burette	140 g	BC2861	
pour 2 burettes	230 g	BC2862	