

Burettes de Schilling automatiques
avec protection contre les éclats

Classe B

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe B

graduations
bleues

bande
Schellbach



- en verre borosilicate 3.3
- ajustée sur Ex
- gainage en plastique
- bande Schellbach
- pour gauchers et droitiers
- stables
- pointe d'écoulement précise, formation de gouttes extrêmement fines
- pièces en contact avec le milieu : PE, PP, caoutchouc naturel, verre borosilicaté

capacité	grad.	tolérance	hauteur	réservoir	référence	Prix HT
15 ml	0,1 ml	±0,045 ml	520 mm	500 ml	UB9690	
25 ml	0,1 ml	±0,075 ml	650 mm	1000 ml	UB9691	
50 ml	0,1 ml	±0,075 ml	920 mm	1000 ml	UB9692	