

CENTRIFUGEUSES

Centrifugeuses polyvalentes à vitesse basse

Système 1

- livrées avec 1 rotor angulaire en plastique haute densité et des adaptateurs
- capacité 8 tubes x 15 ml ou 12 tubes x 10 ml, 12 tubes x 2,7 - 3 ml, 12 tubes x 7,5 - 8,2 ml



1



2

- moteur CC sans balais sans entretien
- 3 programmes pour les applications de routine:
 - Sang : 3 200 tr/min, 10 min.
 - Urine : 1800 tr/min, 5 min.
 - Matières fécales : 1 300 tr/min, 10 min.
- diagnostic interne automatique et auto-détection
- livrées avec 1 rotor angulaire en plastique haute densité et des adaptateurs, capacité 8 tubes x 15ml ou 12 tubes x 10 ml, 12 tubes x 2,7 - 3 ml, 12 tubes x 7,5 - 8,2 ml
- autres rotors et adaptateurs en option

	DM0408 écran LED	DM0424 écran LCD
vitesse (exactitude)	300 à 4000 tr/min.(± 100 tr/min.)	500 à 4000 tr/min.(± 100 tr/min.)
accélération	1900 g	2500 g
temps accélération / freinage	25 sec. / 35 sec.	3 niveaux. / 4 niveaux.
capacité / livré avec rotor et adaptateurs pour	8 tubes x 15 ml (Ø17x120mm) 12 tubes x 8,5 - 10 ml (Ø16x107mm) 12 tubes x 2,7 - 3 ml (Ø11x66mm) 12 tubes x 7,5 - 8,2 ml (Ø15x92mm)	8 tubes x 15 ml (Ø17x120mm) 12 tubes x 8,5 - 10 ml (Ø16x107mm) 12 tubes x 2,7 - 3 ml (Ø11x66mm) 12 tubes x 7,5 - 8,2 ml (Ø15x92mm)
minuterie	1.- 99 min. ou en continu	1.- 99 min. ou en continu
dimensions (lxpxh) / poids	286 x 367 x h227 mm / 9,2 kg	364 x 440 x 268 mm / 14,5 kg
puissance - alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Centrifugeuses avec rotor	DG3260 1	DG3265 2
adaptateurs en option		
adaptateurs pour cryotubes 1,5 / 2 ml, les 24	DG3201	DG3201



SYSTÈME 2

pour 8 tubes 15 ml

Étoile libre 8 places	réf.	Prix HT
4000 tr/min, capacité 8 tubes x 15 ml adaptateurs	DG3202	
pour tubes 10 ml (Ø13/16 x 100 mm), les 24	DG3203	



SYSTÈME 3

pour 6 tubes à centrifuger 15 ml

Étoile libre 6 places	réf.	Prix HT
4000 tr/min, capacité 6 tubes x 15 ml (Ø17 x 120 mm) adaptateurs	DG3208	
pour tubes 10 ml (Ø13/16 x 100 mm), les 24	DG3203	
pour tubes 5 ml (Ø13 x 75 mm), les 24	DG3204	



SYSTÈME 4

pour 4 tubes à centrifuger 50 ml

Étoile libre 4 places	réf.	Prix HT
4000 tr/min, capacité 4 tubes x 50 ml (Ø29 x 115 mm) adaptateurs	DG3206	
pour tubes à centrifuger 15 ml (Ø17 x 120 mm), les 4	DG3207	
pour tubes 10 ml (Ø13/16 x 100 mm), les 4	DG3207	
pour tubes 5 ml (Ø13 x 75 mm), les 24	DG3204	



SYSTÈME 5

pour 24 tubes 15 ml

Étoile libre 24 places	réf.	Prix HT
4000 tr/min, capacité 24 tubes x 15 ml adaptateurs	DG3205	
pour tubes 10 ml (Ø13/16 x 100 mm), les 24	DG3203	
pour tubes 5 ml (Ø13 x 75 mm), les 24	DG3204	