

ACCESSOIRES

Trépied forme ronde



- en acier zingué

intérieur	hauteur	poids	référence	Prix HT
100 mm	180 mm	290 g	BC5131	
120 mm	210 mm	340 g	BC5132	
140 mm	220 mm	385 g	BC5133	
160 mm	230 mm	400 g	BC5134	
120 mm	250 mm	380 g	BC5135	
120 mm	260 mm	390 g	BC5136	

Supports à quatre pieds



- en acier inoxydable
- pieds dévissables

dim. (Øxh)	longueur	poids	référence	Prix HT
120 x 210 mm	120 mm	560 g	BC5151	
160 x 210 mm	160 mm	650 g	BC5152	
200 x 210 mm	200 mm	710 g	BC5153	


Support à quatre pieds avec plaque de protection



- double avantage: support de plaque et aussi utilisable comme dessous de plat avec protection thermique

dim. (Øxh)	longueur	poids	référence	Prix HT
120 x 210 mm	120 mm	700 g	BC5161	
160 x 210 mm	160 mm	900 g	BC5162	
200 x 210 mm	200 mm	1100 g	BC5163	


Toile métallique en acier zingué



- en acier zingué

dim. (lxl)	poids	réf.	Prix HT
160 x 160 mm	55 g	BC5062	
200 x 200 mm	85 g	BC5063	


Toile métallique avec centre en acier inox



- en acier galvanisé
- centre en acier inox 60 x 60 mm

dim. (lxl)	poids	réf.	Prix HT
115 x 115 mm	40 g	BC5084	
155 x 155 mm	60 g	BC5085	
195 x 195 mm	80 g	BC5086	

Toile métallique en acier inox



- en acier inoxydable

dim. (lxl)	poids	réf.	Prix HT
115 x 115 mm	30 g	BC5091	
155 x 155 mm	50 g	BC5092	
195 mm	75 g	BC5093	

Plaques de protection en vitrocéramique



- en vitrocéramique

dim. (lxl)	poids	réf.	Prix HT
120 x 120 mm	140 g	BC5111	
160 x 160 mm	250 g	BC5112	
200 x 200 mm	3390 g	BC5113	