

Chauffe-ballon numérique avec agitateur magnétique et écran LCD

- chauffage homogène
- excellente résistance aux températures élevées



- couche intérieure en fibre de verre et isolation de haute qualité en laine de silicate d'aluminium
- boîtier métallique intégré avec finition thermo-laquée
- support double pour sondes de température
- affichage LCD
- minuterie : de 1 min à 99 h 59 min
- panneau de commande tactile
- bouton de réglage rapide, voyant d'état de fonctionnement et voyant d'alerte en cas de défaut
- moteur à courant continu sans balais
- fonction de verrouillage de sécurité empêchant toute modification accidentelle des paramètres
- interface de communication RS232

| réf. DLAB                                   | MS-H380-F100       | MS-H380-F250       | MS-H380-F500       | MS-H380-F1000      | MS-H380-F2000      |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| capacité du ballon                          | 100 ml             | 250 ml             | 500 ml             | 1 litre            | 2 litres           |
| diamètre int. du chauffe-ballon             | 70 mm              | 90 mm              | 115 mm             | 142 mm             | 181 mm             |
| plage de vitesse                            | 100 à 1500 rpm     | 100 à 1500 rpm     | 100 à 1500 rpm     | 100 à 1500 rpm     | 100 à 1500 rpm     |
| précision de régulation de la vitesse       | ±10 rpm            | ±10 rpm            | ±10 rpm            | ±10 rpm            | ±10 rpm            |
| plage de réglage de la température          | 25-380 °C          | 25-380 °C          | 25-380 °C          | 25-380 °C          | 25-380 °C          |
| avertissement « HOT »                       | 50 °C              | 50 °C              | 50 °C              | 50 °C              | 50 °C              |
| protection contre la surchauffe             | 500 °C             | 500 °C             | 500 °C             | 500 °C             | 500 °C             |
| résolution de l'affichage de la température | ±0,1 °C            | ±0,1 °C            | ±0,1 °C            | ±0,1 °C            | ±0,1 °C            |
| indice de protection                        | IP21               | IP21               | IP21               | IP21               | IP21               |
| puissance de sortie du moteur               | 5 W                | 5 W                | 5 W                | 5 W                | 5 W                |
| puissance de chauffage                      | 110 W              | 150 W              | 330 W              | 430 W              | 630 W              |
| puissance totale                            | 130 W              | 170 W              | 350 W              | 450 W              | 650 W              |
| alimentation électrique                     | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz      |
| dimensions (L × P × H)                      | 267 x 227 x 169 mm | 267 x 227 x 169 mm | 267 x 227 x 169 mm | 302 x 260 x 189 mm | 337 x 300 x 214 mm |
| poids                                       | 3,8 kg             | 3,8 kg             | 3,8 kg             | 4,7 kg             | 6,1 kg             |
| température ambiante admissible             | 5 à 40 °C          | 5 à 40 °C          | 5 à 40 °C          | 5 à 40 °C          | 5 à 40 °C          |
| humidité ambiante admissible                | 80 %               | 80 %               | 80 %               | 80 %               | 80 %               |
| chauffe-ballon                              | DG0210             | DG0211             | DG0212             | DG0213             | DG0214             |