

Fours à moufle de laboratoire
programmeur R8
+1100°C

+1100°C

► chauffage rapide

- construction en acier inoxydable
- isolation par modules fibreux résistants jusqu'à +1100°C
- chauffage des deux côtés par des éléments chauffants protégés dans des tubes en verre quartz
- carter de protection revêtu RAL 9003
- porte à battant pouvant aussi être utilisée comme support
- cheminée d'évacuation de l'air dans la paroi arrière
- programmeur monté sous la porte pour gagner de la place
- programmeur R8 (réglable pour une température)



1



2



temp. max.	volume	dim.int (lxLxh)	dim.ext (lxLxh)	poids	puissance de chauffe	temps de chauffe (jusqu'à 1100°C)	référence	Prix HT
1100°C	1 litre	90 x 115 x 110 mm	290 x 280 x 410 mm	15 kg	1,6 kW	10 min	FB9030 1	
1100°C	2 litres	110 x 180 x 110 mm	330 x 390 x 410 mm	20 kg	1,9 kW	15 min	FB9031	
1100°C	6 litres	170 x 200 x 170 mm	390 x 440 x 470 mm	27 kg	2 kW	30 min	FB9032 2	
1100°C	14 litres	220 x 300 x 220 mm	440 x 540 x 520 mm	35 kg	3,2 kW	35 min	FB9033	
1100°C	24 litres	260 x 330 x 280 mm	490 x 570 x 590 mm	42 kg	3,5 kW	40 min	FB9034	