

Réfrigérants à serpentins rodage mâle



- rodage Quickfit®
- grande surface de refroidissement
- idéal pour une utilisation en reflux vertical, quand le refroidissement à contre-courant est possible
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| surface | rodage mâle | longueur effective | longueur totale | référence | Prix HT |
|----------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|
| 0,020 m ² | 34/35 | 160 mm | 320 mm | SW9140 | |
| 0,035 m ² | 40/38 | 207 mm | 380 mm | SW9141 | |

Réfrigérants à serpentins avec cône et douille rodés rodages mâle et femelle



- rodages Quickfit®
- grande surface de refroidissement
- idéal pour le reflux de vapeurs ou la distillation
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| surface | rodages M / F | longueur | | référence | Prix HT |
|----------------------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | effective | totale | | |
| 0,020 m ² | 19/26 | 165 mm | 305 mm | SW9150 | |
| 0,020 m ² | 24/29 | 165 mm | 310 mm | SW9151 | |
| 0,020 m ² | 29/32 | 165 mm | 315 mm | SW9152 | |
| 0,040 m ² | 19/26 | 320 mm | 460 mm | SW9153 | |
| 0,040 m ² | 24/29 | 320 mm | 465 mm | SW9154 | |
| 0,040 m ² | 29/32 | 320 mm | 470 mm | SW9155 | |

Réfrigérants multi serpentins grande taille rodages mâle et femelle



- rodages Quickfit®
- deux serpentins pour doubler la surface de refroidissement
- alimentation en eau unique

| surface | rodages M / F | longueur | | référence | Prix HT |
|----------------------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | effective | totale | | |
| 0,090 m ² | 34/35 | 230 mm | 440 mm | SW9180 | |
| 0,180 m ² | 34/35 | 420 mm | 660 mm | SW9181 | |

Réfrigérants à serpentins double parois rodages mâle et femelle



- rodages Quickfit®
- enveloppe à eau extérieure, évite à la vapeur de migrer autour du serpentins
- idéal pour le reflux de vapeurs
- conformes à la norme DIN 12593
- connecteurs à vis amovible en plastique pour une fixation simple et en toute sécurité de tuyaux

| surface | rodages M / F | longueur | | référence | Prix HT |
|----------------------|---------------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | effective | totale | | |
| 0,040 m ² | 19/26 | 160 mm | 360 mm | SW9190 | |
| 0,040 m ² | 24/29 | 160 mm | 365 mm | SW9191 | |
| 0,040 m ² | 29/32 | 160 mm | 370 mm | SW9192 | |
| 0,040 m ² | 34/35 | 160 mm | 380 mm | SW9193 | |

* Modèle sans rodage femelle.