

# Congélateurs de laboratoire avec réfrigération statique Performance

 -9°C à -30°C

 froid statique

► **SmartMonitoring** : avertissement en temps réel des fluctuations de température



- réfrigérant R 290
- niveau sonore 49 dB(A)
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- froid statique
- dégivrage manuel
- habillage acier blanc
- cuve en ABS alimentaire blanc
- régulation électronique écran monochrome avec boutons tactiles
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant lorsque le courant revient
- contact sans potentiel
- solution de mise en réseau, SmartModule, installation ultérieure possible
- 1 passage de capteurs Ø 10 mm
- ouverture de la porte à droite, réversible
- poignée barre antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
- serrure mécanique

réf. LIEBHERR

	SFFsg 5501-740	SFFsg 4001
<b>volume brut :</b>	<b>499 litres</b>	<b>316 litres</b>
<b>volume utile</b>	<b>394 litres</b>	<b>242 litres</b>
<b>plage de température réglable</b>	<b>-9°C à -30°C</b>	<b>-9°C à -30°C</b>
<b>gradient / fluctuation max.</b>	6,0°C / 2,9°C	5,7°C / 2,5°C
<b>consommation électrique en 365 jours</b>	516 kWh	-
<b>dégagement de chaleur</b>	713 kJ/h	-
<b>équipements</b>		
tablettes de rangement réglables	4 grilles plastifiées 580 x 523 mm charge max. 60 kg	5 grilles plastifiées 400 x 408 mm charge max. 45 kg
tiroirs	8 tiroirs	-
corbeilles	2 corbeilles	-
<b>charge totale maximale</b>	300 kg	270 kg
<b>dim. intérieurs (lxpxh)</b>	588 x 523 x h1388 mm	403 x 408 x h1588 mm
<b>dim. extérieurs (lxpxh)</b>	747 x 769 x h1684 mm	597 x 654 x h1884 mm
<b>poids brut / net</b>	96 / 89 kg	82 / 77 kg
<b>température ambiante</b>	+10°C à +35°C	+10°C à +35°C
<b>congélateurs</b>	RR5560	RR5670
<b>accessoires / services</b>		
tablette en verre (lxp)	RR3495	RR3499
jeu de 4 roulettes (2 avec freins) Ø 80 mm - haut. totale 105 mm		ZXA1995.00010
jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 100 mm	RR8107	RR8107
kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 90 à 120 mm	RR8096	RR8096
kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm	RR3406	RR3406
grille de sol en acier plastifié blanc	-	RR8104
panier plastifié blanc - 300 x 544 x 170 mm	RR8106	-
panier court plastifié blanc - 300 x 371 x 223 mm	RR8105	-
tiroir transparent	RR9825	RR9823
tiroir court transparent - 389 x 189 x 154 mm	-	RR9844
kit de jonction blanc pour installation side by side	RR8098	RR8098
Smart Module	RR5269	RR5269
passage de cuve latérale Ø 38mm pour sondes	RR0000	RR0000