

Congélateurs avec technologie de mousse LBA gamme Bio Memory

certifiables COFRAC

► technologie de mousse LBA pour une
excellente isolation

- congélateur en acier
- agent moussant cyclopentane
- refroidissement direct
- dégivrage manuel
- alarme sonore et lumineuse
- alarme coupure de courant
- interface USB
- porte pleine anti-condensation
- verrou et serrure
- batterie de secours 24 h
- passe-câbles



-10 à -25°C

volume brut :	106 litres	308 litres	518 litres
plage de température réglable	-10°C à -25 °C	-10°C à -25 °C	-10°C à -25 °C
uniformité / précision	1,5°C / 0,1°C	3,5°C / 0,1°C	3°C / 0,1°C
consommation électrique / jour	3,3 kWh	3,6 kWh	3,9 kWh
puissance nominale	115 W	210 W	450 W
niveau sonore	51 db	52 db	58
réfrigérant	R600a	R290	R290
écran	LCD	LCD	LED
roulettes	non	oui	oui
étagères / tiroirs	2 étagères / 3 tiroirs	6 étagères / 7 tiroirs	4 étagères / 6 x 2 tiroirs
dim. intérieurs (lxpxh)	455 x 460 x h595 mm	540 x 450 x h1277 mm	680 x 620 x h650 mm
dim. extérieurs (lxpxh)	595 x 615 x h812 mm	700 x 690 x h1920 mm	886 x 811 x h1920 mm
poids net / brut	39 / 44 kg	100 / 112 kg	142 / 164 kg
alimentation	230 v - 50 Hz	230 v - 50 Hz	230 v - 50 Hz
congélateurs -10°C à -25°C	FB3050	FB3051	FB3052

-20 à -40°C

volume brut :	106 litres	308 litres	518 litres
plage de température réglable	-20°C à -40 °C	-20°C à -40 °C	-20°C à -40 °C
uniformité / précision	3°C / 0,1°C	4°C / 0,1°C	3°C / 0,1°C
consommation électrique / jour	3,9 kWh	4,2 kWh	4,5 kWh
puissance nominale	230 W	295 W	450 W
niveau sonore	51 db	52 db	58 db
réfrigérant	R290	R290	R290
écran	LCD	LCD	LED
roulettes	non	oui	oui
étagères / tiroirs	2 étagères / 3 tiroirs	6 étagères / 7 tiroirs	4 étagères / 6 x 2 tiroirs
dim. intérieurs (lxpxh)	455 x 460 x h595 mm	540 x 450 x h1277 mm	680 x 620 x h650 mm
dim. extérieurs (lxpxh)	595 x 615 x h812 mm	700 x 690 x h1920 mm	886 x 811 x h1920 mm
poids net / brut	43 / 48 kg	102 / 114 kg	142 / 164 kg
alimentation	230 v - 50 Hz	230 v - 50 Hz	230 v - 50 Hz
congélateurs - 20°C à - 40°C	FB3060	FB3061	FB3062