

Congélateurs verticaux ATEX double unité à basse et très basse température série U200



▶ installation et déplacement facile

🌡️ -60°C à -86°C

🌡️ -40°C à -86°C

🌡️ -25°C à -65°C

- réfrigérant sans HCFC
- dégivrage manuel
- écran monochrome
- affichage digital
- construction en acier laqué
- cuve intérieure en acier inox
- étagères en acier inox
- racks en option
- roulettes
- alarme de température visuelle et sonore
- connexion pour alarme à distance
- batteries de secours 48h
- fermeture automatique de la porte
- serrure mécanique
- passage pour sonde Ø20 mm
- sonde de température Pt1000



réf. Nordic Lab	ULT U200	ULT/XLT U200	XLT U200	XLT/ULT U200
volume brut :	186 litres	186 litres	186 litres	186 litres
volume utile	182 litres	182 litres	182 litres	182 litres
plage de température	module haut	-60°C à -86°C	-40°C à -86°C	-25°C à -65°C
	module bas	-60°C à -86°C	-25°C à -65°C	-25°C à -65°C
consommation électrique	13,4 kWh	11,3 kWh	9,2 kWh	11,3 kWh
consommation électrique en 365 jours	4,890 kWh/a	4,124 kWh/a	3,358 kWh/a	4,124 kWh/a
niveau sonore	57 dB	57 dB	57 dB	57 dB
roulettes	4 roulettes	4 roulettes	4 roulettes	4 roulettes
étagères livrées	4 étagères	4 étagères	4 étagères	4 étagères
dim. externes (lxpxh) totales	595 x 630 x h1730 mm	595 x 630 x h1730 mm	595 x 630 x h1730 mm	595 x 630 x h1730 mm
dim. internes (lxpxh) / module	430 x 425 x h625 mm	430 x 425 x h625 mm	430 x 425 x h625 mm	430 x 425 x h625 mm
poids total à vide	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Congélateurs	NC0200	NC0201	NC0202	NC0203
racks pour boîtes cryogéniques				
rack 74 boîtes	h50 mm	NC1091	NC1091	NC1091
rack 45 boîtes	h75 mm	NC1092	NC1092	NC1092
rack 33 boîtes	h100 mm	NC1093	NC1093	NC1093
racks avec boîtes et séparateurs				
hauteur	séparateur			
50 mm	9 x 9	NC3110	NC3110	NC3110
	10 x 10	NC3111	NC3111	NC3111
75 mm	9 x 9	NC3112	NC3112	NC3112
	10 x 10	NC3113	NC3113	NC3113
100 mm	9 x 9	NC3114	NC3114	NC3114
	10 x 10	NC3115	NC3115	NC3115