

Conteneurs de congélation progressive pour cryotubes



- en polycarbonate
- couvercle et support de tubes en polyéthylène HDPE
- couche de mousse intégrée
- vitesse de congélation rapide de -1 °C

pour tubes	puits	référence	Prix HT
cryotubes 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 ml	18 puits	BL3300	l'unité
cryotubes 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 5 ml	12 puits	BL3301	l'unité

Conteneur de congélation en polycarbonate

CITOTEST®



- bocal en polycarbonate
- fermeture et support de tubes en HDPE
- insert en mousse
- refroidissement optimal : -1 °C par minute
- nécessitent 250 ml d'alcool isopropylique

pour tubes	couvercle	dim.conteneur	référence	Prix HT
18 x tubes 1,0-1,8-2 ml	Ø 120 mm	117 x 86 mm	CT6020	l'unité


Cryoboîtes 133 x 133 mm en polycarbonate bleu



- en polycarbonate bleu
- compatibles avec les microtubes et cryotubes de 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml ou 5,0 ml
- grille numérotée

pour tubes	dimensions	bleu	Prix HT
100 x tubes 0,5-1,5-2-5 ml	133 x 133 x 36 mm	●	l'unité
100 x tubes 0,5-1,5-2-5 ml	133 x 133 x 53 mm	●	l'unité

Racks de rangement horizontaux en aluminium



capacité	dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
Tiroir coulissant - pour boîtes 133 x 133 x 52			
16 boîtes	564 x 141 x h229 mm	BL1440	
20 boîtes	564 x 141 x h285 mm	BL1441	
Tiroir d'accès latéral - pour boîtes 133 x 133 x 52			
16 boîtes	560 x 140 x h240 mm	BL1442	
20 boîtes	560 x 140 x h300 mm	BL1443	
Type de châssis - pour boîtes 133 x 133 x 53			
24 boîtes	560 x 137 x h3339 mm	BL1444	

- en aluminium
- poignée sur le dessus du rack