


Cryotubes **stériles**
code 2D, 5 ml




- en polypropylène
- graduations noires
- température : -196°C à +121°C
- stériles

capacité	dim. tube	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	Prix HT
5,0 ml	Ø13,50x83,3mm	BL3190	BL3191	BL3192	BL3193	BL3194	BL3195	les 25

Portoir
50 cryotubes

CITOTEST®



- en polypropylène
- 50 emplacements
- compatibles avec les tubes cryogéniques à fond rond et les tubes autoportants
- index alphanumérique

coloris	dim.	référence	Prix HT
bleu	208 x 93 x 25 mm	CT6025	
rouge	208 x 93 x 25 mm	CT6026	
vert	208 x 93 x 25 mm	CT6027	
violet	208 x 93 x 25 mm	CT6028	
rose	208 x 93 x 25 mm	CT6029	