

Microtubes à vis **stériles** fond conique



- en polypropylène
- capuchons à vis
- autoclavables à +121°C et congelables à -86°C
- stériles par rayonnement gamma, sans DNase et RNase, sans endotoxine et sans ADN humain
- livrés par 500, en sacs de 50 unités

capacité	dim. ext.	référence	Prix HT
2,0 ml	Ø9,6 x 46,1 mm	BL2421 les 500	

Microtubes à vis **stériles** à jupe




- en polypropylène
- capuchons à vis
- autoclavables à +121°C et congelables à -86°C
- stériles par rayonnement gamma, sans DNase et RNase, sans endotoxine et sans ADN humain
- livrés par 500, en sacs de 50 unités

capacité	référence	Prix HT
microtube standard		
0,5 ml 1	BL2506 les 500	
1,5 ml	BL2515 les 500	
microtube avec zone de marquage et graduations		
1,5 ml	BL2516 les 500	
2,0 ml 2	BL2520 les 500	

Microtubes à vis **stériles** opaques à jupe

- en polypropylène
- capuchons à vis
- autoclavables à +121°C et congelables à -86°C
- stériles par rayonnement gamma, sans DNase et RNase, sans endotoxine et sans ADN humain
- livrés par 500, en sacs de 50 unités



capacité	dim. ext.	référence	Prix HT
0,5 ml 1	Ø9,7 x 47,5 mm	BL2605 les 500	
1,5 ml	-	BL2621 les 500	
2,0 ml 2	Ø9,6 x 47,5 mm	BL2620 les 500	