

Cryotubes stériles

- stériles par rayons gamma, sans RNase et DNase, sans endotoxine et sans ADN étranger
- en polypropylène
- température de -196°C à +121°C, résistent à l'azote liquide
- graduations noires et zone d'écriture blanche
- modèles avec code barres et numéros prédéfinis sur le côté
- base auto-portante
- 6 coloris de capuchons



Cryotubes stériles filetage interne

capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	transparent	Prix HT
2,0 ml	Ø12,5x37,7 mm	-	○	●	●	●	●	●	○	les 25
			BL2800	BL2801	BL2802	BL2803	BL2804	BL2805	BL2806	


Cryotubes stériles avec code barres filetage interne

capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	transparent	Prix HT
2,0 ml	Ø12,5x37,7 mm	code barre	○	●	●	●	●	●	○	les 25
			BL2810	BL2811	BL2812	BL2813	BL2814	BL2815	BL2816	



Cryotubes stériles filetage externe

capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	transparents	Prix HT
0,5 ml	Ø10,05 x 30,2 mm	-	○	●	●	●	●	●		les 25
1,0 ml	Ø10,05 x 39,3 mm	-	BL2920	-	-	-	-	-		les 25
1,5 ml	Ø10,05 x 45,7 mm	-	BL2930	-	-	-	-	BL2935		les 25
2,0 ml	Ø12,50 x 39,7 mm	-	BL2960	BL2961	BL2962	BL2963	BL2964	BL2965	BL2966	les 25
5,0 ml	Ø12,50 x 83,5 mm	-	BL2970	BL2971	BL2972	BL2973	BL2974	BL2975		les 25



Cryotubes stériles avec code barres filetage externe


capacité	dim. tube	code barre	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	transparents	Prix HT
0,5 ml	Ø10,05 x 30,2 mm	code barre	○	●	●	●	●	●		les 25
1,0 ml	Ø10,05 x 39,3 mm	code barre	BL2730	BL2731	BL2732	BL2733	BL2734	BL2735	BL2736	les 25
1,5 ml	Ø10,05 x 45,7 mm	code barre	BL2740	BL2741	BL2742	BL2743	BL2744	BL2745	BL2746	les 25
2,0 ml	Ø12,50 x 39,7 mm	code barre	BL2750	BL2751	BL2752	BL2753	BL2754	BL2755	-	les 25
5,0 ml	Ø12,50 x 83,5 mm	code barre	BL2760	BL2761	BL2762	BL2763	BL2764	BL2765	-	les 25



Pastilles de couleur

- à clipser sur les capuchons

coloris	référence	Prix HT
blanc	BL2850	les 100
rouge	BL2851	les 100
vert	BL2852	les 100
bleu	BL2853	les 100
jaune	BL2854	les 100
violet	BL2855	les 100
pack 5 sachets par couleur	BL2856	les 100




Cryotubes stériles avec code 2D filetage interne

- ▶ stériles par rayons gamma, sans RNase et DNase, sans endotoxine et sans ADN étranger

- en polypropylène
- température de -196°C à +121°C, résistant à l'azote liquide
- graduations noires et zone d'écriture blanche
- codes-barres 2D Datamatrix prédéfinis sur le fond du tube, code barres et numéros

- prédéfinis sur les côtés
- base auto-portante
- 6 coloris de capuchons
- tubes disponibles seuls ou disposés en cryoboîte dont le fond, percé de trous, permet de lire les codes 2D des tubes






capacité	dim. tube	dim. boîte	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	transparent	Prix HT
2,0 ml	Ø12,5x39,7mm	-	○	●	●	●	●	●	○	les 25, en vrac
2,0 ml	Ø12,5x39,7mm	133x133xh52mm	BL2830	BL2831	BL2832	BL2833	BL2834	BL2835	BL2836	les 81, en boîte
2,0 ml	-	136x136xh53mm	BL2860	BL2861	BL2862	BL2863	BL2864	BL2865	BL2866	les 100, en boîte

Cryotubes stériles avec code 2D et code barres filetage externe

- ▶ stériles par rayons gamma, sans RNase et DNase, sans endotoxine et sans ADN étranger

- en polypropylène
- température de -196°C à +121°C, résistant à l'azote liquide
- graduations noires et zone d'écriture blanche
- codes-barres 2D Datamatrix prédéfinis sur le fond du tube, et code barres et numéros prédéfinis sur les côtés

- base auto-portante
- capuchons sans joint torique : réduit les risques de contamination, 6 coloris au choix
- emballés en sachet ou disposés en cryoboîte dont le fond, percé de trous, permet de lire les codes 2D des tubes



capacité	dim. tube	code barres	code D	dim. boîte	blanc	rouge	vert	bleu	jaune	violet	transparent	Prix HT
○ ● ● ● ● ● ○												
Tubes en vrac												
0,5 ml	Ø10,05x30,2mm	code barres	code 2D	-	BL3210	BL3211	BL3212	BL3213	BL3214	BL3215	BL3216	les 25
1,0 ml	Ø10,05x39,3mm	code barres	code 2D	-	BL3220	BL3221	BL3222	BL3223	BL3224	BL3225	BL3226	les 25
1,5 ml	Ø10,05x45,7mm	code barres	code 2D	-	BL3230	BL3231	BL3232	BL3233	BL3234	BL3235	BL3236	les 25
2,0 ml	Ø10,05x48,0mm	code barres	code 2D	-	BL3240	BL3241	BL3242	BL3243	BL3244	BL3245	BL3246	les 25
Tubes en boîte												
0,5 ml	Ø10,05x30,2mm	code barres	code 2D	133x133xh36mm	BL3250	BL3251	BL3252	BL3253	BL3254	BL3255	BL3256	les 100
1,0 ml	Ø10,05x39,3mm	code barres	code 2D	133x133xh52mm	BL3260	BL3261	BL3262	BL3263	BL3264	BL3265	BL3266	les 100
1,5 ml	Ø10,05x45,7mm	code barres	code 2D	133x133xh52mm	BL3270	BL3271	BL3272	BL3273	BL3274	BL3275	BL3276	les 100
2,0 ml	Ø10,05x48,0mm	code barres	code 2D	133x133xh52mm	BL3280	BL3281	BL3282	BL3283	BL3284	BL3285	BL3286	les 81
2,0 ml	-	code barres	code 2D	136x133xh53mm	BL3320	BL3321	BL3322	BL3323	BL3324	BL3325	BL3326	les 100
5,0 ml	Ø10,05x93,0mm	code barres	code 2D	133x133xh95mm	BL3290	BL3291	BL3292	BL3293	BL3294	BL3295	BL3296	les 81