


Plaques multi-puits **stériles**
avec traitement de surface
pour culture cellulaire



- en polystyrène
- stériles, sans DNase, RNase
- couvercle pour réduire le risque de contamination croisée
- fond de puits plat et clair pour l'observation des échantillons au microscope
- dim. : 85,4 x 127,6 mm

nombre de puits	surface de culture	référence	Prix HT
6 puits	9,6 cm ²	ML1260 les 50	
12 puits	3,5 cm ²	ML1261 les 50	
24 puits	1,9 cm ²	ML1262 les 50	
48 puits	1,1 cm ²	ML1263 les 50	
96 puits	0,34 cm ²	ML1264 les 50	

Plateaux pour drosophiles



- en aluminium ou en plastique selon le modèle
- avec ou sans diviseur selon le modèle

dimension	matériau	diviseur	référence	Prix HT
292 x 292 x 57 mm	aluminium	-	BL7110 les 2	
256 x 256 x 30 mm	plastique	10 x 10	BL7111 les 2	

Plaques multi-puits **stériles**
pour culture cellulaire



- en polystyrène
- stériles, sans DNase, RNase
- couvercle pour réduire le risque de contamination croisée
- fond de puits plat et clair pour l'observation des échantillons au microscope
- dim. : 85,4 x 127,6 mm

nombre de puits	surface de culture	référence	Prix HT
6 puits	9,6 cm ²	BL1320 1 les 50	
12 puits	3,5 cm ²	BL1321 les 50	
24 puits	1,9 cm ²	BL1322 les 50	
48 puits	1,1 cm ²	BL1323 2 les 50	
96 puits	0,34 cm ²	BL1324 les 50	