

ALCOOMÈTRE - DENSIMÈTRE

Alcoomètres chercheurs



- thermomètre au liquide rouge
- température d'étalonnage +20°C
- lecture en dessous du ménisque

unité	amplitude	division	tolérance	longueur	réf	Prix HT
% Vol./ Gay Lussac / Tralles	0-100	1	2	170 mm	AL0020	
cartier	10-44	0,5	1			
Richter	0-100	1	2	290 mm	AL0021	
Tralles / Richter	0-100	1	2	290 mm	AL0022	
% Vol./ Gay Lussac / Tralles	0-100	1	2	290 mm	AL0023	
cartier	10-44	0,5	1			

Alcoomètres avec thermomètre



- thermomètre au liquide bleu (LB) +10 à +30°C
- température d'étalonnage +20°C
- lecture en dessous du ménisque
- sans mercure

unité	amplitude	division	tolérance	longueur	réf	Prix HT
% Vol./ Gay Lussac / Tralles	0-100	1	2			
cartier	10-44	0,5	1	290 mm	AL0000	
Tralles / Richter	0-100	1	2	290 mm	AL0001	
Richter	0-100	1	2	290 mm	AL0002	

Alcoomètres chercheurs avec certificat de conformité



- thermomètre au liquide rouge
- température d'étalonnage +20°C
- sans plomb

unité	amplitude	division	tolérance	longueur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
					sans thermomètre		avec thermomètre	
% Volume	0-35	0,5	0,5	320 mm	AL0005		AL0010	
	35-70	0,5	0,5	320 mm	AL0006		AL0011	
	70-100	0,5	0,5	320 mm	AL0007		AL0012	
Tralles / Richter	0-100	1	1	360 mm	AL0008		AL0013	
% Vol./ Gay Lussac / Tralles	0-100	1	1					
cartier	10-44	0,5	0,5	360 mm	AL0009		AL0014	

Densimètre - Alcoomètre



- détermination de la masse volumique ou de la densité des liquides.
- sans thermomètre
- gamme : 0-100 : 1 %-vol.

référence	Prix HT
MR5360 Alcoomètre, l'unité	