

Densimètres à masse volumique série 100 g 300 mm

- densimètres à masse volumique (g/ml)
- lecture au bas du ménisque

amplitude	division	précision	étalonnage	longueur	référence	Prix HT	référence	Prix
					densimètres non normalisés 27,5°C		densimètres non normalisés 20°C	
0,600-0,700 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0180		AL0970	
0,700-0,800 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	20°C	300 mm	AL0181		AL0971	
0,800-0,900 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0182		AL0972	
0,900-1,000 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0183		AL0973	
1,000-1,100 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0184		AL0974	
1,100-1,200 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0185		AL0975	
1,200-1,300 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0186		AL0976	
1,300-1,400 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0187		AL0977	
1,400-1,500 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0188		AL0978	
1,500-1,600 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0189		AL0979	
1,600-1,700 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0190		AL0980	
1,700-1,800 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0191		AL0981	
1,800-1,900 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0192		AL0982	
1,900-2,000 g/ml	0,001g/ml	±0,002g/ml	27,5°C	300 mm	AL0193		AL0983	



Densimètres avec thermomètre série 100 g 320 mm

- avec thermomètre liquide rouge 0 à +40°C
- sans certificat
- sans mercure
- lecture au bas du ménisque

amplitude	division	précision	longueur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				étalonnage +20 °C		étalonnage +27,7°C	
0,600-0,700 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0200		AL0220	
0,700-0,800 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0201		AL0221	
0,800-0,900 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0202		AL0222	
0,900-1,000 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0203		AL0223	
1,000-1,100 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0204		AL0224	
1,100-1,200 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0205		AL0225	
1,200-1,300 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0206		AL0226	
1,300-1,400 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0207		AL0227	
1,400-1,500 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0208		AL0228	
1,500-1,600 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0209		AL0229	
1,600-1,700 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0210		-	
1,700-1,800 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0211		-	
1,800-1,900 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0212		-	
1,900-2,000 g/ml	0,001g/ml	±0,001	320 mm	AL0213		-	

