

Densimètres pour le pétrole avec thermomètre



- thermomètre au liquide rouge
- lecture au bas du ménisque
- sans mercure
- sans certificat

amplitude	division	précision	thermomètre	longueur	référence	Prix HT
0,700-0,800 g/ml	0,001 g/ml	± 1 g/ml	0 à +60°C	340 mm	AL0230	
0,800-0,900 g/ml	0,001 g/ml	± 1 g/ml	0 à +60°C	340 mm	AL0231	
0,700-0,900 g/ml	0,002 g/ml	± 0,002 g/ml	0 à +50°C	380 mm	AL0232	
0,750-0,850 g/ml	0,001 g/ml	± 0,001 g/ml	-10 à +60°C	340 mm	AL0233	

Aréomètres pour l'industrie du pétrole 168 mm



- en verre
- densimètre A.S.T.M E100
- traçables A2LA et NIST
- trait de repère
- tension superficielle basse
- livrés avec certificat de conformité et de traçabilité
- étui plastique individuel

Aréomètres pour l'industrie du pétrole 335 mm



- en verre
- densimètre A.S.T.M E100
- traçables A2LA et NIST
- trait de repère
- tension superficielle basse
- livrés avec certificat de conformité et de traçabilité
- étui plastique individuel

amplitude	série	division	précision	longueur	référence	Prix HT
étalonnage +15,56 °C						
-1 à 11 °API	1H	0,1 °API	± 0,1 °APII	335 mm	AL0330	
9 à 21 °API	2H	0,1 °API	± 0,1 °APII	335 mm	AL0331	
19 à 31 °API	3H	0,1 °API	± 0,1 °APII	335 mm	AL0332	
29 à 41 °API	4H	0,1 °API	± 0,1 °APII	335 mm	AL0333	
39 à 51 °API	5H	0,1 °API	± 0,1 °APII	335 mm	AL0334	
49 à 61 °API	6H	0,1 °API	± 0,1 °APII	335 mm	AL0335	
59 à 71 °API	7H	0,1 °API	± 0,1 °APII	335 mm	AL0336	
69 à 81 °API	8H	0,1 °API	± 0,1 °APII	335 mm	AL0337	
79 à 91 °API	9H	0,1 °API	± 0,1 °APII	335 mm	AL0338	
89 à 101 °API	10H	0,1 °API	± 0,1 °APII	335 mm	AL0339	
Étalonnage usine						
étalonnage usine densimètre - certificat en 3 points						AL0940

amplitude	série	division	précision	longueur	référence	Prix HT
étalonnage +15,56 °C						
0 à 6 °API	21H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0340	
5 à 11 °API	22H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0341	
10 à 16 °API	23H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0342	
15 à 21 °API	24H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0343	
20 à 26 °API	25H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0344	
25 à 31 °API	26H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0345	
30 à 36 °API	27H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0346	
35 à 41 °API	28H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0347	
40 à 46 °API	29H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0348	
45 à 51 °API	30H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0349	
50 à 56 °API	31H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0350	
55 à 61 °API	32H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0351	
60 à 66 °API	33H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0352	
65 à 71 °API	34H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0353	
70 à 76 °API	35H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0354	
75 à 81 °API	36H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0355	
80 à 86 °API	37H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0356	
85 à 91 °API	38H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0357	
90 à 96 °API	39H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0358	
95 à 101 °API	40H	0,1 °API	± 0,1 °APII	168 mm	AL0359	
Étalonnage usine						
étalonnage usine densimètre - certificat en 3 points						AL0940