

Parties inférieures de dessiccateur raccord rodé 24/29

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- type Novus
- pour couvercle de tous les types

volume	Ø intérieur	Ø ext x hauteur	DN	référence	Prix HT
700 ml	Ø 119 mm	Ø 153 x 112 mm	100	WG5940	l'unité
2,4 litres	Ø 172 mm	Ø 215 x 154 mm	150	WG5941	l'unité
5,8 litres	Ø 224 mm	Ø 270 x 202 mm	200	WG5942	l'unité
10,5 litres	Ø 274 mm	Ø 320 x 235 mm	250	WG5943	l'unité
18,5 litres	Ø 332 mm	Ø 380 x 283 mm	300	WG5944	l'unité

Parties inférieures de dessiccateur raccord fileté GL 32

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- raccord à filetage, type Mobilex
- pour couvercle de tous les types

volume	Ø intérieur	Ø ext x hauteur	DN	référence	Prix HT
2,4 litres	Ø 172 mm	Ø 215 x 154 mm	150	WG5950	l'unité
5,8 litres	Ø 224 mm	Ø 270 x 202 mm	200	WG5951	l'unité
10,5 litres	Ø 274 mm	Ø 320 x 235 mm	250	WG5952	l'unité
18,5 litres	Ø 332 mm	Ø 380 x 283 mm	300	WG5953	l'unité

Couvercles pour dessiccateur avec bouton

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- pour partie inférieur de tous les types

DN	Ø intérieur	Ø exterieur	hauteur	référence	Prix HT
100	Ø 119 mm	Ø 153 ±2	75 mm	WG5960	l'unité
150	Ø 172 mm	Ø 215 ±2	98 mm	WG5961	l'unité
200	Ø 224 mm	Ø 270 ±2	107 mm	WG5962	l'unité
250	Ø 274 mm	Ø 320 ±2	122 mm	WG5963	l'unité
300	Ø 332 mm	Ø 380 ±2	150 mm	WG5964	l'unité