

## Purificateurs d'eau arium® mini eau purifiée type 1, type 3

► jusqu'à 1 litre / min



- alimentation en eau pré-traitée ou en eau du robinet, selon modèle
- poche de 5 litres sans biofilm sur le côté de l'appareil : entretien facile et contamination limitée
- pompe intégrée pour le remplissage de la poche
- écran tactile couleur
- mode de distribution manuel ou automatique
- modèles avec lampe UV bactéricide intégrée
- dim. : 280 x p531 x h510 mm / 13 kg
- appareils livrés nus, à compléter par une poche d'eau et un filtre stérile, ainsi que par des cartouches de pré-traitement et de désionisation pour les modèles Arium mini Plus

	arium® mini	arium® mini Plus	arium® mini Essential	arium® mini Plus Extend	arium® mini Essential Extend
Type de système d'eau	eau ultrapure Type 1	eau ultrapure Type 1 eau purifiée Type 3	eau ultrapure Type 1	eau ultrapure Type 1 eau purifiée Type 3	eau ultrapure Type 1
alimentation en eau	eau pré-traitée -réservoir d'alimentation	eau du robinet	eau pré-traitée (RO / DI / EDI)	eau du robinet	eau pré-traitée (RO / DI / EDI)
distribution	eau type 1 : 60 l/h	eau type 1 : 60 l/h eau type 3 : 8 l/h	eau type 1 : 60 l/h	eau type 1 : 60 l/h eau type 3 : 8 l/h	eau type 1 : 60 l/h
unité de distribution flexible et amovible	-	-	-	unité de distribution	unité de distribution
<b>Purificateurs standard</b>	SR1010 <b>1</b>	SR1015	SR1025 <b>4</b>	SR1030 <b>5</b>	SR1040
<b>Purificateurs avec lampe UV</b>	SR1011	SR1016	SR1026	SR1031	SR1045
<b>accessoires</b>					
lampe UV de rechange	<b>2</b> SR1001	SR1001	-	SR1001	-
filtre stérile autoclavable 0,2 µm	<b>3</b> SR1002	SR1002	SR1002	SR1002	SR1002
poche de réserve d'eau 5 litres	SR1003	SR1003	-	SR1003	-
cartouche de pré-traitement	-	SR1004	-	SR1004	-
cartouche de désionisation	-	SR1005	SR1005	SR1005	SR1005
<b>Packs d'accessoires</b>					
Pack 1 : cartouche de pré-traitement et de désionisation, poche de réserve d'eau 5 litres, filtre stérile autoclavable 0,2 µm	-	SR1051	-	SR1051	-
Pack 2 : poche de réserve d'eau 5 litres, cartouche de désionisation, filtre stérile autoclavable 0,2 µm	SR1052	-	-	-	-
Pack 3 : cartouche de désionisation, filtre stérile autoclavable 0,2 µm	-	-	SR1053	-	SR1053
<b>Packs : purificateurs et packs d'accessoires</b>					
Pack 1	Purificateurs standard	-	SR1060	-	SR1062
	Purificateurs lampe UV	-	SR1061	-	SR1063
Pack 2	Purificateurs standard	SR1064	-	-	-
	Purificateurs lampe UV	SR1065	-	-	-
Pack 3	Purificateurs standard	-	-	SR1066	-
	Purificateurs lampe UV	-	-	SR1067	SR1068
					SR1069