



Égouttoirs muraux en plastique 33, 53 et 77 places



- ▶ hydrophobes, incassables et esthétiques
- ▶ excellente résistance chimique

- tiges interchangeables en polypropylène placées individuellement, et verrouillées, dans les alésages
- longueur tiges : 60, 100 et 150 mm
- rigole d'écoulement équipée d'un raccord de drainage pour branchement à un tuyau d'évacuation
- fond blanc (PVC), tiges bleues (PP)
- livré avec vis de fixation murale



égouttoirs en PVC et tiges interchangeables en polypropylène

nb. places	dimensions	nombre de tiges	avec rigole		sans rigole	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT
33 places	400 x 400 mm	5 tiges 60 mm 26 tiges 100 mm 2 tiges 150 mm	B964040		UB9640	
53 places	500 x 500 mm	10 tiges 60 mm 39 tiges 100 mm 4 tiges 150 mm	B964050		UB9641	
77 places	600 x 600 mm	15 tiges 60 mm 56 tiges 100 mm 6 tiges 150 mm	B964060		UB9642	
tiges interchangeables complémentaires bleues en polypropylène						
Ø 6 x 60 mm, les 10			B964460		B964460	
Ø 10 x 100 mm, les 10			B9644100		B9644100	
rallonges pour tiges B9644100, Ø 12 x 150 mm*, les 10			1 B9644150		B9644150	


Égouttoir plat 65 places



- égouttoir en fil d'acier plastifié PVC
- cuvette de récupération
- 65 emplacements à 45° :
5 emplacements pour Erlen, ballons, etc. (Ø col min. 18 mm) et
60 emplacements pour tubes

nombre d'emplacements	65 places
dimensions (lxpxh)	420 x 160 x 610 mm
poids	3 kg
Égouttoir 65 places	BC1065

Égouttoir plat 44 places



- en fil d'acier plastifié PVC, avec cuvette de récupération
- 44 emplacements à 45° :
24 emplacements pour tubes et
20 emplacements pour Erlen, ballons, etc. (Ø col min. 18 mm)

nombre d'emplacements	44 places
dimensions (lxpxh)	420 x 160 x 610 mm
poids	3 kg
Égouttoir 44 places	BC1044

Égouttoir mural 72 places



- en polystyrène antichoc
- plaque avec supports de séchage amovibles
- permet le séchage d'objets de tailles différentes, pour récipients avec ouverture >Ø15 mm
- fixation murale, 4 crochets de fixation
- canal de drainage pour l'évacuation des liquides
- tiges blanches

nombre d'emplacements	72 places
dimensions (lxpxh)	450 x p110 x h630 mm
Égouttoir 72 places	AX3000

Égouttoir mural 75 places



- dos en PVC
- gouttière avec orifice de vidange, en PVC
- 75 broches en métal avec revêtement PE pour récipients de tailles différentes
- 2 trous pour fixation murale

nombre d'emplacements	75 places
dimensions (lxpxh)	450 x h630 mm
Égouttoir 75 places	RS3460