

Égouttoirs de paille en PVC 33, 53 et 77 places

► utilisable des deux côtés



- égouttoir en PVC, pointes de support e PP
- longueur tiges : 60, 100 et 150 mm
- fond blanc (PVC), tiges bleues (PP)
- livré avec clés pour les pointes de support

égouttoirs en PVC et tiges interchangeable en polypropylène

nb. places	dimensions	nombre de tiges			référence	Prix HT
33 places	400 x 400 mm	5 tiges 60 mm	26 tiges 100 mm	2 tiges 150 mm	UB9660	
53 places	500 x 500 mm	10 tiges 60 mm	39 tiges 100 mm	4 tiges 150 mm	UB9661	
77 places	600 x 600 mm	15 tiges 60 mm	56 tiges 100 mm	6 tiges 150 mm	UB9662	
tiges interchangeables complémentaires bleues en polypropylène						
Ø 6 x 60 mm, les 10					B964460	
Ø 10 x 100 mm, les 10					B9644100	
rallonges pour tiges B9644100, Ø 12 x 150 mm, les 10					1 B9644150	