

Bonnets chirurgicaux

EPI Cat. I

CE IVD
2017/745

KOLMI HOPEN
GROUP



- usage unique
- non tissé 80% viscose + 20% copolymère
- aéré, très extensible
- confection : cousu
- taille 56 cm, hauteur 32 cm
- poids 40 g/m²
- hauteur ajustable en retournant le bord
- coloris bleu
- en boîte distributrice
- fabrication française



Bonnets	taille 56 cm - 40 g/m ²	
Coloris	référence	Prix HT
●	KH5022	les 100
●	KH5023	les 100

Calots plats en papier

Cat. I
promosac



- calot réglable
- en papier lisse

référence **PR4090** Calots plats, les 100 Prix HT

Calots en polypropylène non tissé

promosac



- polyéthylène non tissé 34 g/m²
- taille unique : Ø 19 cm
- coloris noir
- en emballage par 50

référence **PR9705** Calots en PP non tissé noirs, les 250 Prix HT