

SURCHAUSSURES EN POLYPROPYLENE

Surchaussures en polypropylène non tissé 30 g/m²

Cat. I

MERCATOR



- EPI catégorie I
- en polypropylène non tissé 30 g/m²
- usage unique
- élastique à la cheville
- taille unique 45 x 17 cm
- 2 coloris : bleu ou vert

taille 450 x 170 mm			
coloris	référence		Prix HT
●	MR1330	les 1000	
●	MR1331	les 1000	

Surchaussures antidérapantes en polypropylène non tissé 30 g/m²

Cat. I

MERCATOR



- EPI catégorie I
- en polypropylène non tissé 30 g/m²
- semelle antidérapante
- usage unique
- élastique à la cheville
- taille unique 45 x 17 cm
- 2 coloris : bleu ou vert

taille 450 x 170 mm			
coloris	référence		Prix HT
●	MR1340	les 1000	
●	MR1341	les 1000	

Surchaussures en Polypropylène non tissé 40 g/m²



- en polypropylène non tissé 40 g/m²
- élastique de maintien à la cheville, sans latex
- couture sous la semelle
- usage unique
- dim. : 41 x h18 cm
- coloris blanc
- emballage par 100

Coloris	Taille	référence	Prix HT
○	T.U	PR9701	les 2000

Surchaussures Classic PP en Polypropylène 30 g/m²



- Dispositif médical de classe 1
- en Polypropylène spunbonded 30 g/m²
- usage unique
- longueur 37 cm
- élastique recouvert
- fabrication française

Coloris	Taille	référence	Prix HT
○	T.U	BS2570	les 400