

SURCHAUSSURES EN PP / SEMELLE EN PE

Surchaussures milieu humide en PP et PE

Cat. I



- en polypropylène coloris blanc, semelle en polyéthylène et caoutchouc, coloris bleu
- élastique à la cheville
- taille unique tenant compte des grandes pointures
- en sachets de 50

référence	Prix HT
MP2110 Surchaussures bicolores, les 50	

Surchaussures Classic collées arrondies en PP, semelles PE

Cat. I



- dispositif médical de classe 1
- en polypropylène spunbonded 30 g/m²
- semelle en polyéthylène gaufré imperméable
- usage unique
- confection thermosoudée
- taille unique 39,5 x h 18 cm
- élastique recouvert
- fabrication française

référence	Prix HT
BS2590 Surchaussures arrondies, les 500	

Surchaussures Classic soudées rectangulaires en PP, semelles PE

Cat. I



- dispositif médical de classe 1
- en polypropylène spunbonded 38 g/m²
- semelle en polyéthylène gaufré antidérapant
- usage unique
- confection thermosoudée
- longueur de 44 cm
- élastique recouvert
- coloris blanc/bleu
- en carton distributeur
- fabrication française

référence	Prix HT
BS2600 Surchaussures rectangulaires, les 500	

Sur-chaussures anti-glisse en PP/PE

Cat. I



- en polypropylène blanc
- avec semelle en polyéthylène bleu gaufré
- 2 tailles

taille	dim.	référence	Prix HT
S / M	16 x 40 cm	EP1810 les 100	
L	16 x 44 cm	EP1815 les 100	

Surchaussures semelle blanche ou bleue



- surchaussures en polypropylène non tissé
- semelle en PE BD blanc ou bleu, selon modèle
- élastique à la cheville, couture sous la semelle

référence	Prix HT
PR3710 surchaussures blanc/blanc, les 300	
PR3715 surchaussures blanc/bleu, les 300	

Surchaussures Classic en PP, semelle PE

Cat. I



- dispositif médical de classe 1
- en non tissé polypropylène spunbonded
- semelle en polyéthylène gaufré
- 38 gr
- usage unique
- taille unique 39,5 x h 15 cm
- coloris blanc
- fabrication française

référence	Prix HT
BS2690 Surchaussures Classic, les 500	