


Écran de protection en PMMA anti-bêta



- en PMMA transparent
- très stables grâce aux pieds antidérapants

Protection contre les rayons bêta

matériau	PMMA
épaisseur	9 mm
dimension écran	305 x h480 mm
Écran de protection PMMA	VA1709

Écran de protection en PMMA anti-substances chimiques dangereuses



- en PMMA transparent
- très stables grâce aux pieds antidérapants
- protection contre les substances chimiques dangereuses, aérosols et éclaboussures occasionnelles

Protection contre les substances chimiques

matériau	PMMA
épaisseur	5 mm
dimension écran	242 x h365 mm
Écran de protection PMMA	VA1705

Écrans de protection en polycarbonate anti-projections



- parfaitement transparents
- 3 parois d'une seule pièce
- grande résistance aux impacts
- protection frontale et latérale
- stabilité parfaite assurée par une base métallique lourde, recouverte époxy

Protection contre les projections

	hauteur 76 cm	hauteur 91 cm
matériaux	polycarbonate / métal	polycarbonate / métal
épaisseur	4,7 mm	4,7 mm
dim. base en métal	50 x 17 cm	50 x 17 cm
poids	8,4 kg	8,9 kg
Écrans de protection	H24962	H24964