

Masques chirurgicaux OP-air® Type II et Type IIR

EPI Cat. I

EN 14683 Type II

EN 14683 Type IIR

certification

DM 93/42/CE

- ▶ 7 versions
- ▶ 4 coloris
- ▶ modèles pédiatriques

- usage unique
- en polypropylène non-tissé, couche interne douce et non irritante
- bordures du masque en non-tissé très doux
- barrette nasale
- filtre sans fibre de verre
- production en salle propre ISO 8
- en boîte distributrice de 25, 40, 50 ou 60 masques, modèles en sachets flowpack

pédiatriques

▶ 2 tailles

- recommandés pour la peau sensible des enfants
- 2 élastiques larges et confortables



coloris	taille	Type II	
		réf.	Prix HT
●	1 à 5 ans	KH1125	les 50
●	5 à 12 ans	KH1126	les 50

avec élastiques auriculaires

- 2 élastiques larges et confortables



	Type II		Type IIR	
	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
○	KH1101	les 60	-	-
●	KH1102	les 60	KH2102	les 50
●	KH1103	les 60	KH2103	les 50

avec élastiques auriculaires et visière

- visière intégrée au masque
- 2 élastiques larges et confortables



	Type IIR	
	réf.	Prix HT
●	KH2112	les 25
●	KH2114	les 25

à lanières

- 2 lanières



	Type II		Type IIR	
	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
●	KH1302	les 50	KH2302	les 40
●	-	-	KH2305	les 40

conforts à lanières

- bande de mousse pour un confort maximum
- 2 lanières



coloris	Type II	
	réf.	Prix HT
●	KH1306	les 50