

Masques chirurgicaux  
Type II et IIR, avec élastiques auriculaires



EPI Cat. I

EN 14683 Type II

EN 14683 Type IIR



certification  
DM 93/42/CE

- usage unique
- en polypropylène non-tissé
- bordures du masque en non-tissé très doux
- 2 élastiques larges et confortables
- barrette nasale
- filtre sans fibre de verre
- production en salle propre ISO 8
- dim. 175 x 90 mm
- en boîte distributrice de 40, 50 ou 60 masques
- 4 coloris au choix
- fabrication française



coloris	Type II	Type IIR
	réf. Prix HT	réf. Prix HT
●	KH1402 les 60	KH2402 les 50

Masques de protection Type IIR,  
FFP1 - FFP2 - FFP3



EPI Cat. III

particules  
EN 149 + A1  
FFP1 FFP2 FFP3

EN 14683 Type IIR

certification  
DM 93/42/CE



- demi-masque filtrants classés **NR** (non réutilisables = usage unique)
- D test de colmatage aux aérosols solides
- prévention contre les maladies infectieuses dans un environnement poussiéreux
- soudure par ultrasons
- 3 tailles pour un ajustement parfait limitant les risques de fuite
- excellente respirabilité
- élastiques auriculaires
- coloris blanc
- en emballage individuel ou en vrac
- fabrication française

classe / type	taille	en emballage individuel		en vrac	
		réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
FFP1 / Type IIR	M - 240 x 90 mm	KH4012	les 50	-	-
	S - 225 x 90 mm	KH4021	les 50	-	-
FFP2 / Type IIR	M - 240 x 90 mm	KH4022	les 50	KH4122	les 50
	L - 270 x 90 mm	KH4023	les 50	-	-
	S - 225 x 90 mm	-	-	KH4131	les 50
FFP3 / Type IIR	M - 240 x 90 mm	KH4032	les 50	KH4132	les 50
	L - 270 x 90 mm	KH4033	les 50	-	-