

Erlenmeyers pour culture bactérienne
en polycarbonate



1



2

- en polycarbonate ISO10993 USP
- épaisseur de paroi uniforme
- résistent aux températures de -80°C à +121

capacité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	fond plat 1		fond concave 2	
125 ml	BL7150	les 24	BL0071	les 24
250 ml	BL7151	les 12	BL0072	les 12
500 ml	BL7152	les 12	BL0073	les 12
1000 ml	BL7153	les 12	BL0074	les 12

Erlenmeyers pour culture bactérienne
en polycarbonate
avec bouchon ventilé



- en polycarbonate
- bouchon en polypropylène recouvert d'une membrane filtrante hydrophobe en PTFE de 0,22 µm
- résistent aux températures de -80°C à +121

capacité	référence	Prix HT
125 ml	BL7170 les 24	
250 ml	BL7171 les 12	
500 ml	BL7172 les 12	

Erlenmeyers col rodé 14/10
en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté
- cole rodé NS 14/10

capacité	référence	Prix HT
10 ml	SW1170 l'unité	
25 ml	SW1171 l'unité	

Erlenmeyer
en polypropylène 100 ml



- en polypropylène
- fourni avec bouchon à vis PP (GL40)
- bonne résistance chimique
- autoclavable à +121°C
- transparent
- gradué 20 ml

capacité	référence	Prix HT
125 ml	AZ1571129 l'unité	