

Erlenmeyers pour culture bactérienne en polycarbonate

- en polycarbonate
- bouchon en polypropylène recouvert d'une membrane filtrante hydrophobe en PTFE de 0,22 µm
- résistent aux températures de -80°C à +121



1



2

capacité	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT
	bouchon ventilé / fond plat		bouchon étanche / scellé / fond plat		bouchon ventilé / fond concave		bouchon étanche / scellé / fond concave	
125 ml	BL7170	les 24	BL7370	les 24	BL7380	les 24	BL7390 2	les 24
250 ml	BL7171	les 12	BL7371	les 12	BL7381	les 12	BL7391	les 12
500 ml	BL7172	les 12	BL7372	les 12	BL7382	les 12	BL7392	les 12
1000 ml	BL7173 1	les 12	BL7373	les 12	BL7383	les 12	BL7393	les 12
2000 ml	BL7174	les 6	BL7374	les 6	BL7384	les 6	BL7394	les 6
3000 ml	BL7175	les 4	BL7375	les 4	BL7385	les 4	BL7395	les 4
5000 ml	BL7176	les 4	BL7376	les 4	-		-	