



# ESSUYAGE ET PROTECTION DES SURFACES

## Essuyeurs robustes non tissés

absorption  
**220 ml/m<sup>2</sup>**

▶ très épais, absorbants, anti-choc

- résistance du tissu et pouvoir absorbant du papier
- ne peluchent pas, ne rayent pas et ne décolorent pas
- inertes aux acides, bases et solvants
- utilisables à sec ou humide



dim. rouleau	190 m x h32 cm
format	500 formats 32 x 38 cm
composition	polypropylène
absorption	220 ml/m <sup>2</sup> - 6 x poids en 2 s
grammage	2 x 18 g/m <sup>2</sup>
coloris	bleu
dévidoir	C
Essuyeurs	AC1250 le rouleau de 190 m

## Essuyeur universel non-tissés Standard®

absorption  
**275 ml/m<sup>2</sup>**



Milieu trempé



- bonne résistance, bonne absorption
- résistent aux solvants
- conviennent également au nettoyage des poussières et impuretés
- rinçables et réutilisables



dim. rouleau	175 m x 35 cm
formats	500 formats 35 x 35 cm
absorption	275 ml/m <sup>2</sup>
grammage	55 g/m <sup>2</sup>
coloris	blanc
dévidoir	C
Essuyeur	MP1234 l'unité

## Essuyeurs économiques bleus

absorption  
**295 ml/m<sup>2</sup>**



Multi-usage




- non tissés, non crêpés
- essuyage technique peu pelucheux et très résistant, aussi bien à sec que humide
- très absorbants
- agréés contact alimentaire
- résistants aux solvants



dim. rouleau	190 m x 27 cm
formats	500 formats 27 x 38 cm
composition	49% polyester / 51% cellulose
absorption	295 ml/m <sup>2</sup>
grammage	51 g/m <sup>2</sup> - épaisseur 0,36 mm
coloris	bleu
dévidoirs	A - B - C - D - E
Essuyeurs	GX1041 les 2

+

## Dévidoirs sur pied et dévidoirs muraux




page 505

absorption  
**268 ml/m<sup>2</sup>**

absorption  
**310 ml/m<sup>2</sup>**

- essuyage professionnel en non-tissé, texture alvéolée
- 70% cellulose et 30% PP
- peu pelucheux
- ultra-absorbant
- résistance mécanique, même à l'état humide

## Essuyeurs multi-usage non-tissés texture alvéolée



dim. rouleau	133 m x h28 cm / Ø28cm	133 m x h28 cm / Ø28cm
formats	350 formats 38 x 28 cm	350 formats 38 x 28 cm
absorption	335% - 268ml/m <sup>2</sup>	387% - 310 ml/m <sup>2</sup>
grammage	80 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>
épaisseur	0,915 mm	1,049mm
coloris	bleu	blanc
dévidoir	A - B - C - D - E	A - B - C - D - E
Essuyeurs	GX1045 les 2	GX1046 les 2