


Bobine blanche pure ouate de cellulose avec mandrin gaufré



- 450 formats
- contact alimentaire
- mandrin déchirable

dim. rouleaux	30 m x h19,4 cm
Ø rouleaux	Ø 17,5 cm
formats	450 formats 19,6 x 30 cm
composition	100 % pure ouate de cellulose
plis	2 plis
grammage	17 g/m ²
coloris	blanc
Essuyeurs	MP1420 les 6

Films de scellement pour culture tissulaire résistants aux hautes températures



- transparents
- résistent aux hautes températures
- membrane respirante Ø 16 mm

dim.	Ø membrane	référence	Prix HT
16 x 16 cm	Ø 16 mm	BL7140	1 x boîte de 50
16 x 16 cm	Ø 16 mm	BL7141	1 rouleau de 500

Lingettes non tissées à usage unique



1

2

grammage	dim.	référence	Prix HT
		1 lingettes 1 pli	
19 g/m ²	30 x 30 cm	KI0001	les 198
	11 x 21 cm	KI0002	les 286
		2 lingettes 2 plis	
14 g/m ²	20 x 20,5 cm	KI0003	les 100
	20 x 20,5 cm	KI0004	les 200

- lingettes blanches
- haute capacité d'absorption
- fibres vierges à faible pelu-chage
- chimiquement inertes et antistatiques
- en boîte distributrice avec système pop-up
- adaptées à une utilisation en environnement ISO classe 4