


Plaques filtrantes en verre fritté



- plaque filtrante en verre fritté
- surface non traité
- en verre borosilicaté

Ø disque	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	diamètre 20 mm		diamètre 25 mm		diamètre 30 mm		diamètre 40 mm		diamètre 60 mm		diamètre 90 mm	
P00 (250 à 500 µm)	GW3000		GW3010		GW3020		GW3030		GW3040		GW3050	GW3060
P0 (160 à 250 µm)	GW3001		GW3011		GW3021		GW3031		GW3041		GW3051	GW3061
P1 (100 à 160 µm)	GW3002		GW3012		GW3022		GW3032		GW3042		GW3052	GW3062
P2 (40 à 100 µm)	GW3003		GW3013		GW3023		GW3033		GW3043		GW3053	GW3063
P3 (16 à 40 µm)	GW3004		GW3014		GW3024		GW3034		GW3044		GW3054	GW3064
P4 (10 à 16 µm)	GW3005		GW3015		GW3025		GW3035		GW3045		GW3055	GW3065
P5 (1 à 1,6 µm)	GW3006		GW3016		GW3026		GW3036		GW3046		GW3056	GW3066