

Supports de filtre à verrouillage magnétique

- autoclavables
- joint magnétique
- guide de membrane
- erreur de volume $\leq 2,5\%$ à la graduation Max.
- certification RoHS
- gamme en PES : résiste à une large gamme de produits chimiques et de chaleur, garantissant ainsi la durabilité
- gamme PPSU : offre une meilleure résistance aux produits chimiques et à la chaleur, garantissant ainsi une plus grande durabilité


matériau de l'entonnoir		entonnoir en PES		entonnoir en PPSU (gamme Pro)	
diamètre du filtre		Ø 47 mm		Ø 47 mm	
zone de filtration efficace		13,1 cm ²		13,1 cm ²	
raccord de sortie		Ø 4 - 8 mm		Ø 4 - 8 mm	
incrément progressif		50 ml		50 ml	
capacité de l'entonnoir		300 ml		500 ml	
Série MFa	Supports de filtre complets	AZ1541029	AZ1541031	AZ1541031	AZ1541031
	kit couvercle PP	1 PV1682	PV1682	PV1682	PV1682
	entonnoir magnétique	2 PV1702	PV1703	PV1683	PV1684
	base de support magnétique	3 PV1709	PV1709	PV1692	PV1692
Série MF	Supports de filtre complets	AZ1541030	AZ1541001	PV1680	PV1681
	kit couvercle PP	1 PV1682	PV1682	PV1682	PV1682
	entonnoir magnétique	2 PV1702	PV1703	PV1683	PV1684
	base de support magnétique	3 PV1704	PV1704	PV1685	PV1685
	bouchon silicone (41 x 25 mm)	4 PV1686	PV1686	PV1686	PV1686




Série MFa



Série MF



Série MFa



Série MF

Supports de filtre à verrouillage rotatif

- autoclavables
- conception à verrouillage rotatif sans pince
- entonnoir en PES résistant aux chocs et à +180°C
- la conception des rainures sur le support de la membrane facilite la vitesse de filtration
- durable et réutilisable
- Série LFAa : convient aux flacons avec col GL45
- Série LF : convient aux flacons avec bouchon en silicone n°8


matériau de l'entonnoir		entonnoir en PES			
diamètre filtre		Ø 47 mm / 50 mm			
zone de filtration efficace		12,5 cm ²			
raccord de sortie		Ø 8 mm			
capacité de l'entonnoir		300 ml		500 ml	
Série LFa	Supports de filtre complets	PV1716	PV1717	PV1716	PV1717
	kit couvercle PP	1 PV1712	PV1682	PV1712	PV1682
	entonnoir PES	2 PV1713	PV1714	PV1713	PV1714
	adaptateur de bouteille de stockage	3 PV1718	PV1718	PV1718	PV1718
Série LF	Supports de filtre complets	PV1710	PV1711	PV1710	PV1711
	kit couvercle PP	1 PV1712	PV1682	PV1712	PV1682
	entonnoir PES	2 PV1713	PV1714	PV1713	PV1714
	base de support en PC	3 PV1715	PV1715	PV1715	PV1715
	bouchon silicone (41 x 25 mm)	4 PV1686	PV1686	PV1686	PV1686




Série LFa



Série LF



Série LFa



Série LF