


Supports de filtre à verrouillage rotatif


- autoclavables
garantie 2 ans
- conception à verrouillage rotatif sans pince
- le marquage laser précis garantit une erreur de volume $\leq 2,5$ % à la graduation maximale
- la conception des rainures sur le support de la membrane facilite la vitesse de filtration
- acier 316 incassable, durable et peut être rapidement stérilisé à la flamme



matériau de l'entonnoir		entonnoir en acier inox		
diamètre filtre		Ø 47 mm		
zone de filtration efficace		11,6 cm ²		
capacité de l'entonnoir		100 ml	300 ml	500 ml
incrément progressif		50 / 100 ml	100 / 250 / 300 ml	250 / 500 ml
Série SF	Supports de filtre complets	PV1720	PV1730	PV1740
	entonnoir acier inox	1 PV1721	PV1731	AZ1541019
	écran de support en acier inoxydable	2 PV1722	PV1722	PV1722
	base de support en acier inox	3 PV1723	PV1723	PV1723
	bouchon silicone (41 x 25 mm)	4 PV1686	PV1686	PV1686
	couvercle d'entonnoir en acier inox en option	AZ1541003	PV1751	PV1751

Systeme de filtration continu Ø 142 mm

		SFC 142
diamètre filtre		Ø 142 mm
matériau	couverture et base	acier inox 304
	support membranaire	acier inox 304
	raccord cannelé	acier inox 304
	tube	silicone
zone de filtration efficace		124,6 cm ²
raccord de sortie		Ø 8 mm
porte-filtre continu complet		PV1940
pièces détachées de remplacement		
couvercle en acier inoxydable		PV1941 1
écran de support en acier inox, Ø142 mm		PV1942 2
base de support en acier inox, Ø142 mm		PV1943 3
bouchon en silicone 41 x 25 mm		PV1944 4
tube en silicone, Ø 8 x 14 mm, 200 cm		PV1668 5
plomb en acier inox		PV1945 6
accessoires		
bouteille en verre, 10 litres		PV1934
bouteille en verre, 20 litre		PV1935
filtres seringues membrane en PES, 0,2 µm, les 25		PV1936
filtres seringues membrane en nylon, 0,2 µm, les 25		PV1937
membrane en PES, Ø142 mm, 0,2 µm, les 50		PV1938
membrane en nylon, Ø142 mm, 0,2 µm, les 50		PV1939



- kit permettant l'alimentation continue des échantillons
- poids plongeur intégré : ne laisse aucune goutte jusqu'à la fin
- purification et filtration de liquides à grand volume
- en acier inox
- autoclavable
- garantie 2 ans